

Philips Sonicare Cordless
Power Flosser 3000
冲牙器

Quad Stream 技术
脉冲波引导您操作



HX3806/31

采用 QuadStream 技术重新打造的牙线清洁

清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑 *

轻松、彻底清洁牙齿之间，改善牙龈健康。独一无二的 Quad Stream 尖端可更加轻松地清洁更多区域，使得每次牙线清洁的效果更加高效，轻松实现完美的牙线清洁。

Easy and convenient

- 注水方便的 250 毫升盛水箱
- 轻松掌握
- 用于局部清洁的标准头
- 使用通用 USB-C 线缆，充电快速

Faster, more effective flossing

- 2 种洁牙模式、3 种强度
- 完全清洁只需 60 秒
- 脉冲波技术引导您逐一清洁各个牙齿
- Quad Stream 技术可实现更快，比使用牙线更有效的清洁效果

PHILIPS
sonicare


产品亮点

Quad Stream 技术



独特的 X 形 Quad Stream 尖端将水流分为 4 股水柱，可以清洁到牙缝和牙龈线的更多部位。无需使用麻烦的牙线，即可实现更快速更深层的清洁。

脉冲波技术




水的轻柔脉冲让您可以连续清洁，在深层清洁模式下逐一清洁各个牙齿。

2 种模式、3 种强度



选择最适合您的洁牙模式。清洁模式可以连续冲洗，适于高效的日常清洁。深层清洁脉冲适于更彻底的清洁。强度等级可以调节，让您倍感舒适。

完全清洁只需 60 秒




使用 360 度旋转的喷嘴，本设备可以往任意方向前进，到达难以触及的部位。从开始到结束只需 60 秒，即可完成 360° 彻底清洁。

USB-C 充电



使用 USB-C 线缆充电，接口与大多数手机或平板相同，非常方便。单次充电可供最多 14 天洁牙。

用于局部清洁的标准头



单股水流的标准头在需要时可以增加压力，便于局部清洁和清除食物残渣。

规格

功率

- 电压：多电压充电器

服务

- 保修：2 年有限保修

操作简易

- 手柄：设计纤巧，符合人体工学
- 喷嘴附件：轻松卡入和取下

性能

- 清洁：60-90 秒内清洁整个口腔

包含

- 无绳 Power Flosser: 1
- F1 标准喷嘴: 1
- F3 Quad Stream 喷嘴: 1
- 旅行包: 1
- USB 充电线缆: 1
- USB 充电器（连接墙壁电源）: 1

模式

- 清洁：实现卓越的每日清洁
- 深层清洁 +：实现舒爽的深层清洁
- 强度：3

设计和外观

- 颜色：白色



发行日期 2025-05-13

版本：14.14.1

EAN: 69 23410 70437 2

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 体外研究。实际结果可能不同。