

PHILIPS

sonicare

AirFloss Pro/Ultra

1 suutin



HX8341/01

Kolmitehoinen startti parempaan ienterveyteen

Tehokas keino epäsäännölliseen lankaamiseen

Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra**** on tutkitusti yhtä tehokas keino parantaa ikenien terveyttä kuin hammaslanka.* AirFloss Pro/Ultra paransi ikenien terveyttä jopa 97 %:lla epäsäännöllisesti hammaslankaa käyttävistä ihmisistä.*

Parantaa potilaiden suun terveyttä

- Tutkitusti yhtä tehokas kuin hammaslanka.**
- Auttaa ehkäisemään reikiä hampaiden välissä
- Poistaa jopa 99,9 % plakista***

Huipputekniikkaa


- Ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka
- Tehokas suutin
- Valitse 1–3 suihkausta

Helppo tapa parantaa hammasvälien puhtautta

- Helppo tapa parantaa hampaanvälien puhtautta
- Puhdistus kestää vain 60 sekuntia: tähtää, paina, puhdist!
- Suuvedellä puhdasta ja raikasta

Kohokohdat

Poistaa jopa 99,9 % plakista




AirFloss Pro/Ultra poistaa jopa 99,9 % plakista käsitellyiltä alueilta.***

Mikropisaratekniikka




Tutkitusti tehokas, ainutlaatuinen ilmaa ja suuvettä tai tavallista vettä yhdistävä tekniikka puhdistaa hampaiden ja ikenien välit hellävaraisesti ja tehokkaasti.

Helpompi tapa aloittaa



Hammasvälien puhdistaminen on hyvin tärkeää koko suun hyvinvoinnin kannalta. AirFlossilla on helppo aloittaa terveellinen tapa puhdistaa hammasvälit kokonaisvaltaisesti. Kolmen kuukauden AirFloss-käytön jälkeen 96 % hammaslankaa satunnaisesti käyttäneistä henkilöistä jatkoi AirFlossin käyttämistä vähintään neljä kertaa viikossa.

Parempaa ienterveyttä



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra on tutkitusti yhtä tehokas kuin hammaslanka.** Auttaa parantamaan ikenien terveyttä huomattavasti jopa kahdessa viikossa.

Puhdasta 60 sekunnissa



AirFloss Pro/Ultralla koko suun päivittäinen puhdistus kestää alle 60 sekuntia. Valitse suihkaustila (yksi, kaksi tai kolme suihkausta) ja puhdista hammasvälisi automaattisuihkauksen avulla painamalla aktivointipainiketta pitkään tai käytä kertasuihkausta painamalla painiketta kerran.

Suuvedellä puhdasta ja raikasta



Kun käytät laitetta yhdessä suuveden kanssa, se raikastaa ja suojaa mikrobeilta.

Auttaa ehkäisemään reikiä




Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra auttaa ehkäisemään reikien muodostumista hammasväleihin suihkuttamalla plakin hellävaraisesti pois niiltä alueilta, joihin hammasharja ei yllä.

Tehokas suutin



Uusi AirFloss Pro/Ultra -suutin tuo lisää tehoa ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävään tekniikkaan.

1-3 suihkausta



AirFloss Pron/Ultran tehokkaan suihkun voi mukauttaa omien mieltymysten mukaan. Painamalla aktivointipainiketta voi valita yhden, kahden tai kolmen suihkauksen tilan.

Tekniset tiedot

Virta

Jännite: Monijännitteinen laturi

Tekniset tiedot

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Latausaika: Akku latautuu täyteen 24 tunnissa

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Harmaa

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

Latauksen ilmaisin: Rungossa olevat LED-valot osoittavat akun lataustason

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Akun käyttöaika: 1-3 viikkoa****

Suutinlisäosa: Helppo napsauttaa kiinni ja irti

Pakkauksen sisältö

Laturi: 1

AirFloss Pro/Ultra -runko: 1

AirFloss Pro/Ultra -suutin: 1

Puhdistusteho

Suorituskyky: Poistaa plakista jopa 99,9 %**

Terveysedut: Puhdistaa koko suun 60 sekunnissa, Ikenien hyvinvointi paranee 2 viikossa*

Kliinisesti todistetut tulokset: Yhtä tehokas kuin hammaslanka, Edistää ikenien terveyttä, Vähentää ikenien verenvuotoa, Vähentää plakkia

Mukautettavat asetukset: Automaattinen tai manuaalinen suihkaus, Yksi/kaksi/kolme suihkausta***

Parhaat tulokset: Vaihda suutin 6 kuukauden välein

