

PHILIPS



IPL-ihokarvanpoistolaite,
jossa SenseIQ-tekniikka

Lumea IPL 9000 Series

SmartSkin-tunnistin

4 älykästä lisäosaa: vartalo,
kasvot, bikinialue, kainalat

Lumea IPL -sovellus

Johdottomaan ja johdolliseen
käyttöön



BRI957/00

Kätevän langaton – yksilöllinen käsittely SenseIQ-tekniikalla

Nauti sileästä ihosta jopa 12 kuukauden ajan*

Nauti yksilöllisestä käsittelystä Philipsin nopeimman Lumea IPL -laitteen kätevällä langattomalla versiolla. Laitteen SenseIQ-tekniikka, älykkäät lisäosat sekä Lumea IPL -sovelluksen ohjeet takaavat sileän ihon pitkäksi aikaa.

Hellävarainen ja tehokas käsittely, tuloksena sileä iho pitkään

- Kehitetty helpoksi ja tehokkaaksi yhteistyössä ihotautilääkärien kanssa
- Nopeat tulokset – käsittely vain kaksi kertaa kuukaudessa
- Ainoa johdoton Lumea-laite

Kattava ratkaisu kasvoille ja vartalolle

- Kattava ratkaisu kasvoille ja vartalolle – neljä älykästä lisäosaa
- Sopii useimmille ihon sävyille ja karvojen väreille

Yksilöllistä karvanpoistoa IPL-käsittelyllä

- Tehosta rutiinejasi Philips Lumea IPL -sovelluksella
- Hellävarainen ja mukava käyttää SenseIQ-tekniikan ansiosta

Tekniset tiedot

Lisäosien tekniset tiedot

Vartalolisäosa: Muoto: kupera ja kaareva, Ikkunan koko: 4,1 cm², Vartalolle suunniteltu käsittelyohjelma: sääret, käsivarret ja vatsa

Kasvolisäosa: Muoto: litteä, Ikkunan koko: 2 cm², Iisäsuodatin, Kasvoille suunniteltu käsittelyohjelma: ylähuuli, leuka ja leukalinja
Bikini-rajien lisäosa: Muoto: kovera ja kaareva, Ikkunan koko: 3 cm², Herkälle bikini-alueelle suunniteltu käsittelyohjelma
Kainaloisäosa: Muoto: kovera ja kaareva, Ikkunan koko: 3 cm², Kainaloille suunniteltu käsittelyohjelma

Turvallisuus ja säädettävät asetukset

Integroitu UV-suodatin: Suojaa ihoa UV-valolta
5 valotehoasetusta: Säädettävissä omalle ihotyypillesi sopivaksi

Integroitu turvajärjestelmä: Estää tahattomat välähdykset

Ihon sävyn tunnistin: Havaitsee ihon sävyn
SmartSkin-tunnistin: Oikea asetus tarpeen mukaan

Käyttötila

Liuku ja välähdys: Nopeaan käsittelyyn
Johdoton / johdollinen käyttö: Johdottomaan ja johdolliseen käyttöön
Leima ja välähdys: Pienten alueiden käsittelyyn

Tekniset tiedot

Akun/pariston tyyppi: Ladattava akku
Jännite: 100–240 V
Tehokas lamppu: Rakennettu kestäväksi, 450 000 välähdystä, mikä vastaa 39 vuoden pituista lampun käyttöikää**

Huolto

Takuu: 2 vuoden yleinen takuu + 1 vuoden lisätakuu, kun rekisteröit tuotteen 90 päivän sisällä

Pakkauksen sisältö

Käyttöohjeet: Käyttöopas
Säilytys: Ylellinen säilytyspussi
Sovitin: 19,5 V / 4 000 mA

Käyttöaika

Kainalat: 2,5 min
Bikini-rajat: 2 min
Kasvot: 1,5 min
Sääret: 8,5 min

