

# PHILIPS



Dispositivo de depilación  
IPL con SenseIQ

Lumea IPL Serie 9000

Sensor SmartSkin

4 accesorios inteligentes: cuero,  
cara, zona del bikini y axilas

Aplicación Lumea IPL

Uso con y sin cable



BRI957/00

## Facilidad sin cables, tratamiento personalizado con SenseIQ

Disfruta de una piel suave y sin vello durante 12 meses\*

Disfruta de un tratamiento personalizado y sin complicaciones con la versión sin cable de nuestro dispositivo IPL de Lumea más rápido. La tecnología SenseIQ con accesorios inteligentes y la orientación de la aplicación IPL de Lumea garantizan una piel suave durante más tiempo.

### Suavidad y eficacia para conseguir una piel sedosa por más tiempo

- Desarrollado con dermatólogos para ser fácil y efectivo
- Realice el tratamiento solo 2 veces al mes para obtener resultados rápidos
- El único sistema Lumea con opción sin cable

### Solución completa para cara y cuerpo

- Solución completa para la cara y el cuerpo con 4 accesorios inteligentes
- Adecuado para la mayoría de tonos de piel y colores de vello

### Tratamiento personalizado IPL para eliminar el vello

- Optimiza tu rutina con la app Philips Lumea IPL
- Suavidad y comodidad con SenseIQ

## Especificaciones

### Especificaciones técnicas de los accesorios

**Accesorio para el tratamiento corporal:** Forma: curva convexa, Tamaño de la ventana: 4,1 cm<sup>2</sup>, Tratamiento personalizado para el cuerpo: piernas, brazos y abdomen

**Accesorio para el tratamiento facial:** Forma: plana, Tamaño de la ventana: 2 cm<sup>2</sup>, filtro adicional, Tratamiento personalizado para la cara: labio superior, barbilla y mandíbula

**Accesorio para el tratamiento de la zona del bikini:** Forma: curvada cóncava, Tamaño de la ventana: 3 cm<sup>2</sup>, Tratamiento personalizado para la sensible zona del bikini

**Accesorio para el tratamiento en las axilas:** Forma: curvada cóncava, Tamaño de la ventana: 3 cm<sup>2</sup>, Tratamiento personalizado para las axilas

### Seguridad y posiciones ajustables

**Filtro UV integrado:** Protege la piel de los rayos UV

**Cinco posiciones de energía de luz:** Se adapta a

tu tipo de piel

**Sistema de seguridad integrado:** Evita que se produzcan pulsos de luz accidentales

**Sensor de tono de piel:** Detecta tu tono de piel

**Sensor SmartSkin:** El ajuste adecuado a petición

### Modo de aplicación

**Deslizamiento y flash:** Para aplicación rápida

**Uso con/sin cable:** Uso con y sin cable

**Sello y flash:** Para el tratamiento de zonas pequeñas

### Especificaciones técnicas

**Tensión:** 100-240 V

**Tipo de batería:** Batería recargable

**Lámpara de alto rendimiento:** Diseño duradero, proporciona 450.000 pulsos, equivalente a 39 años de vida útil de la lámpara\*\*

### Servicios

**Garantía:** 2 años de garantía completa y 1 año adicional de garantía al registrar el producto en 90 días

### Elementos incluidos

**Instrucciones de uso:** Manual del usuario

**Almacenamiento:** Funda de lujo

**Adaptador:** 19,5 V/4000 mA

### Tiempo de aplicación

**Axilas:** 2,5 minutos

**Zona del bikini:** 2 min

**Cara:** 1,5 minutos

**Medias piernas:** 8,5 min.



\* Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 86 % en medias piernas, 70 % en la línea del bikini y 67 % en las axilas

\*\* Al seguir el programa de tratamiento. Calculado para su uso en medias piernas, la zona del bikini, las axilas y la cara. La vida útil de la lámpara no conlleva la ampliación de la garantía mundial de 2 años de Philips