

PHILIPS

sonicare



Sonic-
sähköhammasharja

For Kids

Kiinteä Bluetooth®-yhteys

Opastava sovellus

2 harjaspäätä ja 8 tarraa

2 harjaustilaa



HX6352/42

Interaktiivinen sonic-tekniikka – tehokasta ja hauskaa harjausta

Innostava alku terveellisille elämäntavoille

Opeta lapset harjaamaan hampaat innostavalla tavalla. Philips Sonicare For Kids on Bluetooth-yhteydellä varustettu hammasharja, joka yhdessä hauskan sovelluksen kanssa saa lapset pesemään hampaansa huolellisemmin. Lapset oppivat hauskesti oikean harjaustekniikan, josta on hyötyä koko elämän ajan.

Hauskaa vuorovaikutteisuutta ja Philips Sonicare -tekniikka

- 98 % kertoo lasten hampaiden pesun helpottuneen ja hampaiden harjauskertojen pidentyneen*
- Seuraa harjausaikaa myös silloin, kun et käytä sovellusta
- Interaktiivinen sovellus saa lapset innostumaan hampaiden harjauksesta
- Innostavia palkintoja onnistuneista harjauskerroista

Tekniset tiedot

Virta

Jännite: 110–220 V

Tekniset tiedot

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Vaaleanpunainen

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Yhteensopivuus

Android-yhteensopivuus: Android-puhelimet, Bluetooth 4.0 -yhteensopivat tablet-laitteet

iOS-yhteensopivuus: iPhone 4S tai uudempi, iPad (3. sukupolvi tai uudempi), jossa iOS7-käyttöjärjestelmä

Helppokäyttöinen

Latauksen ilmaisin: Merkkivalo näyttää akun tilan

Kahva: Helposti käsiteltävä kumikahva, Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

Pakkauksen sisältö

Harjaspäät: 1 Sonicare For Kids, normaali koko, 1 Sonicare for Kids, pieni koko

Laturi: 1

Kahva: 1 Sonicare for Kids -harjarunko, varustettu Bluetooth-yhteydellä

Tarrat: 8 koristetarraa, 2 lisätarraa

Puhdistusteho

Suorituskyky: 75 % tehokkaampi*

Terveysedut: Suun hyvinvointiin

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä minuutissa

Ajastin: KidTimer ja Quadpacer

Tilat

Tehoasetukset: 2

Ohjelmistotuki

Ohjelmistopäivitykset: Philips tarjoaa asiaankuuluvia ohjelmistopäivityksiä 2 vuoden ajan ostopäivästä.

