


PHILIPS



Lampe infrarouge
InfraPhil

150 W



HP3616

Soulage les douleurs musculaires

Chaleur infrarouge ciblée, pénétrant en profondeur

Chaleur de lampe infrarouge ciblée, pénétrant en profondeur

Easy to use

- Bouton marche/arrêt
- Angle réglable

Soulage les douleurs musculaires

- Chaleur infrarouge profonde et pénétrante

Facile à ranger

- Range-cordon

Points forts

Chaleur infrarouge profonde et pénétrante



La lumière infrarouge est reconnue pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Une agréable chaleur créée par la lumière infrarouge pénètre votre peau, facilitant la circulation sanguine et réchauffant vos muscles. Lorsque vos muscles sont apaisés, ils se relâchent et se relaxent automatiquement. Parce qu'elle assouplit les tissus, la chaleur réduit également les raideurs et rend les articulations plus flexibles.

Angle réglable

La lampe infrarouge peut être positionnée facilement jusqu'à 40 degrés vers l'arrière.

Bouton marche/arrêt

Le bouton marche/arrêt à l'arrière de la lampe infrarouge évite de devoir le débrancher après chaque utilisation.

Range-cordon



Un dispositif est prévu à l'arrière de la lampe infrarouge pour le rangement du cordon. Enroulez simplement le cordon autour du support et rangez l'appareil en toute facilité.

Caractéristiques

Stockage facile

Range-cordon

Spécificités techniques

Longueur du cordon: 180 m

Alimentation: 150 W

Tension: 220/230 V ou 240/250 V volt

Isolation: Classe II (double isolation)

Fréquence: 50 Hz

Type de lampes: PAR 38E, 150 W + anneaux prismatiques pour une focalisation accrue

Lifetime of lamp: 750 séances de 10 minutes

Poids et dimensions

Poids du produit: 1 kg

Dimensions du produit: 22,0 x 13,0 x 18,5 (H x l x P) cm

Dimensions de l'unité d'emballage:

24,0 x 28,8 x 62,4 (H x l x P) cm

Poids de l'unité de vente: 1 kg

Poids de l'unité d'emballage: 6,4 kg

Nombre d'unités de vente par unité d'emballage: 6 Pièce(s)

Qté sur europalette: 192 Pièce(s)

Dimensions de l'unité de vente:

22,5 x 14,0 x 20,4 (H x l x P) cm

Informations logistiques

Code CTV: 884361601000

Pays d'origine: Allemagne

Sécurité

Certifié IEC: Conforme à la norme IEC 60335

Simplicité d'utilisation

Différents réglages possibles: 0-40 degrés (vers l'arrière)

Bouton marche/arrêt

Conforme à la directive européenne sur les appareils médicaux

Directive sur les dispositifs médicaux:

2007/47/CE, MDD 93/42/CEE

