

PHILIPS

sonicare

Sonic-
sähköhammasharja

EasyClean

1 harjaustila

1 harjaspää

HX6511/02



Poistaa paremmin plakkia

Kaikkien aikojen Sonicare-sähköhammasharja

Sonicare-sähköhammasharjan ainutlaatuinen dynaaminen puhdistustoiminto puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja ienrajan.

Parantaa todistetusti suun terveyttä

- Kliinisissä testeissä todettu turvalliseksi ja hellävaraiseksi
- Philips Sonicare -hammasharja auttaa valkaisemaan hampaita

Ohjaa noudattamaan hampaidenpuhdistussuosituksia

- Kahden minuutin ajastin kannustaa harjaamaan suositellun ajan
- Quadpacer-intervalliajastin kannustaa perusteelliseen harjaukseen

Provides a superior clean

- Dynaaminen Sonicare puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse
- Viisto harjaspään kaula ulottuu paremmin takimmaisinkin hampaisiin
- Poistaa jopa 2 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Itse muokattava harjauskokemus

- Easy-start-ohjelma totuttaa Sonicaren käyttöön

Kohokohdat

Sonic-tekniikka



Philips Sonicare -sähköhammasharjan ainutlaatuinen dynaaminen toiminto puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja ienrajan.

Viisto harjaspään kaula



Hammasharjan ainutlaatuinen viisto harjaspään kaula helpottaa taaimpienkin hampaiden puhdistusta ja plakin poistamista myös hankalista paikoista.

Turvallinen ja hellävarainen



Philips Sonicare -sähköhammasharja on hellävarainen hammasraudoille (harjaspäät kuluvat nopeammin hammasrautoja puhdistettaessa) ja turvallinen korjatuille hampaille (paikoille, kruunuille, pinnoituksille, silloille) sekä ientaskuille.

SmarTimer




Philips Sonicare -sähköhammasharjan 2 minuutin ajastin kannustaa hammaslääkärien suosittelemaan kahden minuutin harjausaikaan

Quadpacer



30 sekunnin intervalliajastin ilmaisee, milloin suun jokainen neljännes on harjattu ja kehottaa siirtymään seuraavaan. Tuloksena on johdonmukaisempi harjaus

Easy-start-ohjelma



Philips Sonicare -sähköhammasharjan teho lisääntyy vähitellen ensimmäisten 14 käyttökerran aikana.



Tekniset tiedot

Virta

Jännite: 110-220 V

Tekniset tiedot

Paristo: ladattava

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 2 viikkoa

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Valkoinen

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

Latauksen ilmaisin: Merkkivalo näyttää akun tilan

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

Harjausaika: Jopa 2 viikkoa

Pakkauksen sisältö

Harjaspäät: 1 ProResults-harjaspää

Rungot: 1 EasyClean-kahva

Laturi: 1

Puhdistusteho

Suorituskyky: Poistaa jopa 2 kertaa enemmän plakkia*

Terveysedut: Edistää ikenien terveyttä

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä minuutissa

Valkaiseva ominaisuus: Valkaisee hampaita jopa 2 sävyastetta

Ajastin: Quadpacer ja SmarTimer

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

