

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
sonique électrique

EasyClean

1 mode

2 têtes de brosse

HX6512/55



Élimination plus efficace de la plaque

La brosse à dents Sonicare idéale

L'action de nettoyage dynamique unique de la brosse à dents électrique Sonicare permet de nettoyer en profondeur entre les dents et d'atteindre des endroits difficiles d'accès tout en massant les gencives.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Les tests cliniques ont montré que l'utilisation de cette brosse à dents est douce pour les gencives.
- La brosse à dents Philips Sonicare aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle

Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste

- Le minuteur Quadpacer à intervalles favorise un brossage soigneux
- Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée

Assure un nettoyage optimal

- Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents
- Tête de brosse courbée pour un meilleur accès aux dents du fond
- Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
- Grâce au mouvement de nettoyage dynamique, les fluides sont projetés entre les dents

Permet un brossage personnalisé

- Fonction Easystart, pour s'habituer au système Philips Sonicare en douceur

Caractéristiques

Technologie Sonique



La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.

Tête de brosse courbée



L'inclinaison unique de la tête de brosse permet d'atteindre plus facilement les dents du fond afin d'éliminer la plaque dentaire dans ces zones difficiles d'accès.

Brossage sûr, tout en douceur



La brosse à dents électrique douce Philips Sonicare est adaptée aux appareils dentaires (les têtes de brosse s'usent plus vite sur les appareils dentaires). Elle peut également être utilisée en toute sécurité sur les restaurations dentaires (plombages, couronnes, facettes) et les poches parodontales.

SmarTimer




Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.

Quadpacer



Les sonneries à intervalles de 30 secondes vous assurent de bien nettoyer chaque quadrant de votre bouche, pour garantir un brossage complet de la bouche.

Fonction Easystart



Augmentation progressive de la puissance lors des 14 premières utilisations pour s'habituer en douceur à la brosse à dents électrique Philips Sonicare.



Spécifications

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Blanche

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

Accessoires inclus

Manches: 1 EasyClean

Têtes de brosse: 2 Sensitive standard

Chargeur: 1

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Performances: Élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire*

Bénéfices santé: Des gencives plus saines

Efficacité blancheur: Éclaircit les dents jusqu'à 2 teintes

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

