

PHILIPS

Batterie au lithium
pour PPC

Kit

avec étui pour câble et
adaptateurs

étui

HH1433



Tranquillité d'esprit

Onduleur

Fournit une alimentation sans interruption pour les appareils de traitement des troubles du sommeil DreamStation et System One.

Pratique pour voyager

- Léger et facile à transporter. Il ne pèse que 1,02 kg.
- Compacte et légère

Fiabilité et tranquillité d'esprit

- Onduleur (UPS) intégré

Poursuivez votre traitement en déplacement

- Grande autonomie de la batterie

Points forts

Pratique pour voyager



Facile à transporter, il est idéal pour le camping et les déplacements. La batterie utilise l'alimentation de l'appareil de traitement des troubles du sommeil Philips pour réduire le nombre de câbles nécessaires lors des voyages. Elle répond également aux exigences de la FAA en matière de transport aérien.

Tranquillité d'esprit



L'onduleur permet de réduire les interruptions du traitement. La connexion en continu du kit de batterie sur l'alimentation de l'appareil de traitement des troubles du sommeil Philips Respironics permet de le maintenir chargé. L'appareil est ainsi prêt à voyager et protégé contre les coupures d'alimentation.

Compacte et légère

Se range facilement dans la mallette de transport.

Gérez votre traitement lors de déplacements

La batterie offre plus de 14 heures d'autonomie pour les appareils de PPC. Conditions du test d'exécution de la PPC : mode PPC, pression de 10 cmH₂O, absence d'humidification chauffante ou de circuit chauffant.

Caractéristiques

Dimensions

Hauteur: 13,33

Largeur: 3,17

Profondeur: 22,86 cm

Alimentation

Fournit l'alimentation nécessaire: Compatible avec DreamStation

Compatible avec: System One série 50 et série 60

Poids et dimensions

Poids: 1,02

Services

Garantie: 90 jours

