

# PHILIPS

## sonicare



Brosse à dents  
électrique

ProtectiveClean 4300

Capteur de pression intégré

1 mode de nettoyage

1 fonction BrushSync™



HX6848/92

## Des dents plus blanches, en douceur.

Éclaircit les dents en seulement 1 semaine.

Un nettoyage en douceur qui fait la différence, grâce à notre capteur de pression. Éclaircit les dents en 1 semaine.

### Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Éclaircit les dents en seulement une semaine.

### Technologie innovante

- Encourage la réduction de la pression
- Pour une tête de brosse offrant aux patients une efficacité optimale
- La technologie sonique avancée de Philips Sonicare
- Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes
- Des gencives plus saines en seulement 2 semaines

### Améliore la santé bucco-dentaire des patients

- Plombages, couronnes, zones sensibles ? Pas de souci.

### Conçu pour votre patient

- Une excellente façon de vous habituer à votre nouvelle brosse à dents
- Encourage un brossage soigneux

## Points forts

### Des dents naturellement plus blanches




Clipsez la tête de brosse W2 Optimal White pour éliminer les taches en surface et révéler un sourire plus éclatant. Avec ses brins centraux d'élimination des taches densément implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle éclaircit les dents en seulement une semaine.

### Brossage sûr, tout en douceur



Vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre : notre technologie sonore est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes et facettes. Elle contribue à la prévention des caries et améliore la santé des gencives.

### Minuteurs pratiques



Notre fonction Quadpacer permet aux patients de savoir quand ils ont suffisamment brossé chaque partie de leur dentition, tandis que notre fonction Smartimer les prévient quand ils ont atteint les deux minutes de brossage recommandées.

### Améliore la santé des gencives



La tête de brosse i InterCare est dotée de brins de haute qualité extra-longs densément implantés. Ils ciblent la plaque dentaire logée au plus profond des espaces interdentaires. Il est cliniquement prouvé qu'elle réduit les saignements et les inflammations au niveau des gencives en seulement deux semaines.

### Technologie Philips Sonicare



La technologie sonore avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

### Technologie BrushSync™




Une technologie intégrant des puces permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre des rappels de remplacement.

### Trop de pression ?




Si les patients ne se rendent pas compte qu'ils se brossent les dents trop fort, leur brosse à dents les alertera par le biais d'impulsions sonores pour leur rappeler de réduire leur pression.

### Rappels intelligents de remplacement



Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Heureusement, nous avons la solution : notre technologie de reconnaissance de la brosse mémorise les durées de brossage et la pression exercée par les patients. Lorsqu'il est temps de la remplacer, le voyant situé sur le manche les alerte. Ainsi, ils peuvent être sûrs que leur tête de brosse est parfaitement efficace.

### Fonction Easystart



Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. C'est pour cela que notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

# ProtectiveClean 4300

Brosse à dents électrique

HX6848/92

## Caractéristiques

### Alimentation

Tension: 110-220 V

### Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

### Design et finition

Couleur: Blanc et bleu moyen

### Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

### Facile d'utilisation

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Manche: Design ergonomique ultracompact

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

### Accessoires inclus

Chargeur: 1

Manche: 1 ProtectiveClean

Têtes de brosse: 1 W2c Optimal White compact, 1 ic InterCare compact, 1 Sensitive standard

### Performances de brossage

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en seulement deux semaines, Aide à réduire les caries

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Indicateur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

### Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

2 intensités: Faible, Fort

### Technologie de capteur intelligent

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™: Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

