

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
électrique

ProtectiveClean 4500

Capteur de pression intégré

2 modes de nettoyage

1 fonction BrushSync™



HX6888/88

Des gencives plus saines, en douceur.

Des gencives jusqu'à 100 % plus saines qu'avec une brosse à dents manuelle.

Un nettoyage en douceur qui fait la différence, grâce à notre capteur de pression. Des gencives jusqu'à 100 % plus saines qu'avec une brosse à dents manuelle.

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Encourage un brossage soigneux

Technologie innovante

- Encourage la réduction de la pression
- Pour une tête de brosse offrant aux patients une efficacité optimale
- Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes
- Des gencives plus saines en seulement 2 semaines
- La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

Améliore la santé bucco-dentaire des patients

- Plombages, couronnes, zones sensibles ? Pas de souci.

Optimisez votre brossage

- Modes Clean et Gum Care

Conçu pour votre patient

- La solution pour les patients en déplacement

ProtectiveClean 4500

Brosse à dents électrique

HX6888/88


Points forts

Améliore la santé des gencives



La tête de brosse i InterCare est dotée de brins de haute qualité extra-longus densément implantés. Ils ciblent la plaque dentaire logée au plus profond des espaces interdentaires. Il est cliniquement prouvé qu'elle réduit les saignements et les inflammations au niveau des gencives en seulement deux semaines.

Modes Clean et Gum Care



Que vous souhaitiez vous concentrer sur l'élimination de la plaque dentaire ou sur la santé de vos gencives, cette brosse a le mode qu'il vous faut : le mode Clean réalise un excellent nettoyage, tandis que le mode

Gum Care ajoute une minute supplémentaire de brossage à puissance réduite pour vous permettre de masser doucement vos gencives.

Brossage sûr, tout en douceur



Vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre : notre technologie sonore est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes et facettes. Elle contribue à la prévention des caries et améliore la santé des gencives.


Technologie Philips Sonicare



La technologie sonore avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la

brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

Trop de pression ?



Si les patients ne se rendent pas compte qu'ils se brossent les dents trop fort, leur brosse à dents les alertera par le biais d'impulsions sonores pour leur rappeler de réduire leur pression.


Technologie BrushSync™



Une technologie intégrant des puces permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre des rappels de remplacement.


Points forts

Rappels intelligents de remplacement



Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Heureusement, nous avons la solution : notre technologie de reconnaissance de la brosse mémorise les durées de brossage et la pression exercée par les patients. Lorsqu'il est temps de la remplacer, le voyant situé sur le manche les alerte. Ainsi, ils peuvent être sûrs que leur tête de brosse est parfaitement efficace.

Minuteurs pratiques



Il vous faut un minuteur pour votre brosse à dents électrique ? La fonction QuadPacer vous permet de savoir quand vous avez suffisamment brossé chaque partie de votre dentition, tandis que la fonction SmarTimer vous prévient quand vous avez atteint vos deux minutes de brossage recommandées.

Coffret et chargeur de voyage pratiques



Notre coffret de voyage haut de gamme permet aux patients de ranger leur brosse à dents de manière hygiénique, tandis que notre chargeur de voyage compact maintient son autonomie lors des déplacements. Une simple charge permet deux semaines d'utilisation régulière, et le chargeur est idéal pour les déplacements plus longs.

ProtectiveClean 4500

Brosse à dents électrique

HX6888/88

Caractéristiques

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Blanc et bleu moyen

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

Manche: Design ergonomique ultracompact

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

Accessoires inclus

Manche: 1 ProtectiveClean

Chargeur: 1

Têtes de brosse: 1 i InterCare standard, 1 ic InterCare compact

Housse de voyage: 1

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Bénéfices santé: Aide à réduire les caries

Performances: Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire*

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Indicateur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Gum Care: Masse les gencives en douceur

Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™: Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse

