

PHILIPS

Kézi mellszívó
membránja

Philips Avent

Fehér

Mellszívók

CP1970/01



Létrehozza a fejéshez szükséges vákuumot

Lent ellenőrizheti a kompatibilitást

A membrán létrehozza az anyatej lefejéséhez szükséges vákuumot. Kézi mellszívókkal való használatra.

Műszaki adatok

Cserélhető alkatrészek

A következő terméktípusokhoz:: SCF430/01

SCF430/03 SCF430/10 SCF430/13 SCF430/15

SCF430/16 SCF430/20 SCF430/30 SCF441/01

