

PHILIPS

AVENT

Pojedynczy laktator
elektryczny — zestaw

Pojedynczy

Odciągaj, przechowuj i karm.

Działanie sieciowe

SCD395/21



Zestaw do odciągania, przechowywania i karmienia

Technologia naturalnego ruchu zapewnia szybszy wypływ pokarmu*

Idealny zestaw dla mam, które chcą karmić odciągany pokarmem. Zawiera wszystko, czego potrzebujesz do odciągania i przechowywania pokarmu, a także karmienia dziecka. Butelki dla dzieci wyposażone w smoczek ultra soft, przypominający kształtem piersi, ułatwiają łączenie karmienia piersią i butelką.

Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

- Zaworek antykolkowy ogranicza występowanie kolek i uczucia dyskomfortu
- Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi
- Smoczek ultra soft imitujący naturalną miękkość piersi

Odciągnij


- Miękka i dostosowująca się silikonowa nakładka w jednym rozmiarze
- Technologia naturalnego ruchu zapewnia szybszy wypływ pokarmu*
- Spersonalizowana obsługa, 8–16 poziomów ustawień
- Odciągaj pokarm bez konieczności pochylania się do przodu
- Cichy silnik zapewnia dyskretną obsługę w dowolnym miejscu (zasilanie sieciowe)

Bezpieczne przechowywanie i przenoszenie

- Z wygodnymi adaptorami w zestawie
- Do użytku w lodówce/zamrażarce
- Zapewnia łatwe przechowywanie i przenoszenie

Zalety

Szybszy wypływ pokarmu*



Odciągaj więcej pokarmu w krótszym czasie* dzięki nakładce, która stymuluje brodawkę i odciąga mleko tak, jak dziecko. Urządzenie płynnie przechodzi z trybu stymulacji do trybu odciągania pokarmu i odpowiednio stymuluje sutek i ssanie, aby uzyskać maksymalny wypływ pokarmu. W oparciu o wyniki czasu rozpoczęcia wypływu pokarmu (czas do uzyskania odruchu wypływu pokarmu – MER)*.

Dostosowuje się do brodawki sutkowej



Jeden rozmiar pasujący do wszystkich brodawek. Każda z nas ma różne kształty i rozmiary, ale silikonowa nakładka delikatnie wygina się i dostosowuje do kształtu każdej brodawki sutkowej. Pasuje do 99,98% rozmiarów brodawek* (do 30 mm).

Usiądź wygodnie



Zrelaksuj się podczas odciągania pokarmu dzięki konstrukcji, która pozwala siedzieć prosto, zamiast pochylać się do przodu. Nie ma potrzeby

pochylania się do przodu; klinicznie udowodniona wygodna pozycja do odciągania pokarmu*. W oparciu o wyniki badań klinicznych produktów z udziałem 20 uczestniczek (2019); 90% uczestniczek uważa tę pozycję za komfortową do odciągania pokarmu (pojedynczy elektryczny); 95% uczestniczek uważa tę pozycję za komfortową do odciągania pokarmu (podwójny elektryczny).

Produkt dostosowany do Twoich potrzeb



Dostosuj każdą sesję do swoich potrzeb, korzystając z szerokiej gamy ustawień stymulacji i odciągania pokarmu. Laktator zapewnia 8 poziomów stymulacji i 16 poziomów odciągania pokarmu, co pozwala uzyskać spersonalizowaną obsługę.

Dyskretnie odciągaj pokarm w dowolnym miejscu



Odciągaj pokarm w dowolnym miejscu i czasie dzięki cichemu silnikowi o smukłej konstrukcji. Tylko zasilanie sieciowe.

Szczelna pokrywka



Pojemniki Philips Avent są wyposażone w szczelną pokrywkę, umożliwiającą bezpieczne przechowywanie i transport.

Z wygodnymi adaptorami w zestawie



Do przechowywania odciągniętego pokarmu i karmienia.

Do użytku w lodówce/zamrażarce



Maksymalna elastyczność.

Zalety

Naturalne przysysanie



Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Smoczek ultra soft



Smoczek ultra soft imituje naturalną miękkość piersi.

Zaworek antykolkowy



Zaworek antykolkowy zaprojektowany z myślą o zapobieganiu gromadzenia się powietrza w brzuszku dziecka oraz łagodzeniu kolek i dyskomfortu.

Dane techniczne

Moc

Napięcie zasilania: 100 - 240 V

Material

Butelka: Bez bisfenolu A*, Polipropylen

Smoczek: Bez bisfenolu A*, Silikon

Laktator: Bez bisfenolu A* (dot. tylko części stykających się z pokarmem)

Zawartość zestawu

Nasadka na pojemnik do przechowywania mleka: 1 szt.

Pojemniki do przechowywania mleka (180 ml):

5 szt.

Butelka o pojemności 125 ml ze smoczkiem 0 mies.+: 1 szt.

Jednorazowe wkładki laktacyjne: 2 szt.

Zestaw do odciągania pokarmu: 1 szt.

Etui izolacyjne: 1 szt.

Część silnikowa (tylko zasilanie sieciowe): 1 szt.

Pokrywka zamykająca: 2 szt.

Zasilacz micro-USB (zasilanie sieciowe): 1 szt.

Butelka o pojemności 266 ml ze smoczkiem 1 mies.+: 1 szt.

Łatwość użytkowania

Korzystanie z laktatora: Łatwe czyszczenie i składanie, cichy silnik, funkcja pamięci

Funkcje

Bez konieczności pochylania się do przodu:

Siedzenie w wygodnej pozycji

Ustawienia: 16 poziomów odciągania pokarmu, 8 poziomów stymulacji

Miękka i dostosowująca się nakładka: Delikatna stymulacja



* W oparciu o wyniki czasu rozpoczęcia wypływu pokarmu (czas do uzyskania odruchu wypływu pokarmu – MER).

Wyniki badania klinicznego z udziałem 20 uczestniczek (Holandia, 2019) w porównaniu z MER w przypadku innej, poprzedzającej technologii laktatorów Philips ze studium wykonalności z udziałem 9 uczestniczek (Holandia, 2018)

* Na podstawie wyników czasu MER dla 1 tys. nakładek z badania klinicznego z udziałem 20 uczestniczek (Holandia, 2019 r.) w porównaniu z wynikami czasu MER dla innych laktatorów firmy Philips w studium wykonalności z udziałem 9 uczestniczek (Holandia, 2018 r.)

* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 uczestniczek, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Pielners, 1993, (20 uczestniczek rasy białej, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 uczestniczek, Australia).

* Niezawierający bisfenolu A laktator: dotyczy tylko butelki i innych części stykających się z pokarmem — zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 10/2011