

PHILIPS

AVENT



Dupla elektromos mellszívó

Több tej lefejtése rövidebb idő
alatt

Puha masszázspárnát tartalmaz

Utazótáska és 2 cumisüveg



SCF334/31

Nagyobb kényelem, nagyobb tejmenység kevesebb idő alatt*

Dupla elektromos mellszívó masszázspárnával

Az Ultra Comfort dupla mellszívó az ideális választás, ha nincs sok ideje. Csökkenthető a fejtéshez szükséges idő, Ön pedig kényelmesen ülhet, mialatt a puha masszázspárna gyengéden stimulálja a tej áramlását. A pumpa csendes és könnyen összeállítható, személyre szabható, használható és tisztítható.

Könnyű összeállítás, fejtés és tisztítás

- Kis számú különálló alkatrész és intuitív kialakítás
- A higiénit szem előtt tartva kialakított zárt rendszer
- Natural üveggel és etetőcumival, mely természetes mell-érzetet biztosít

Csendes mellszívó a diszkrét fejtésért bármikor

- A csendes fejtésre tervezve

1 stimulációs üzemmód és 3 fejtési beállítás

- Válassza a leginkább hatékony és kényelmes beállítást

Finoman stimulálja a tejáramlást

- Masszírozó szirmokkal ellátott puha párna
- Több tej rövidebb idő alatt a dupla szívásnak köszönhetően

Nem kell előredőlnie

- Kényelmes fejtő testtartás az egyedi kialakításnak köszönhetően

Fénypontok

Pihentető fejes alatti testtartás



A mellszívó egyedi kialakítású, így a tej a mellekből közvetlenül az üvegbe vagy az edénybe áramlik még akkor is, ha egyenesen ül. Ennek következtében fejes közben kényelmesen ülhet, nem kell előre dőlnie azért, hogy a tej biztosan az üvegbe kerüljön. A fejes közbeni kényelmesebb és ellazultabb ülés segít a tej könnyebb áramlásában.

Egyszerűen kiválasztható beállítások

A bekapcsoláskor a mellszívó automatikusan az enyhe stimulációs üzemmódban kezd működni a tejelválasztás beindításához. Ezután válassza a 3 szívási fokozat közül az Ön számára kényelmes tejleadást biztosítót.

Puha masszázspárna



A masszázspárnánk egy puha, selymes bevonatot kapott, mely meleg érzetet kelt a bőrön a kényelmes, lágy stimuláció érdekében,

hogy a tej könnyebben áramolhasson. A jellegzetes szirmos párna a tervezésének köszönhetően a baba szopási mechanizmusát imitálja, így gyengéden ösztönzi a tejleadást.

Több tej rövidebb idő alatt



Az egyes mellszíváshoz képest a dupla mellszívással csökkenthető a fejesi idő.

A tej nem folyik ki a csövekből



A tej nem folyik ki a csövekből.

Könnyű összeállítás, fejes és tisztítás



Kevés alkotóelem és intuitív kialakítás. Fejjen le tejet babája számára bármikor.

Natural cumisüveggel



A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.

Halk mellszívó

Diszkrét fejes, bármikor.

Műszaki adatok

Anyag

Cumisüveg: BPA-mentes*, polipropilén

Cumifej: BPA-mentes*, Szilikon

Mellszívó: BPA-mentes* (csak az étellel érintkező részek)

Kialakítás

Mellszívó kialakítása: Kompakt kialakítás

Cumisüveg kialakítása: Ergonomikus kialakítás, Széles nyakú

Származási hely

Anglia

A következőt tartalmazza:

Tejzáró: 2 db

Natural cumisüveg, 125 ml-es: 2 db

Mellszívó ház: 2 db

Alapegység tömlővel: 1 db

Utazótáska: 1 db

Úti fedél: 2 db

Melltartóbetét csomagok: 1 csomag (2 darabos)

Normál méretű párna (19,5 mm): 2 db (elérhető nagyobb párna is, amely külön vásárolható meg)

Egyszerű használat

Mellszívó használata: Egyszerűen tisztítható, Teljesen kompatibilis termékvonal, Intuitív összeszerelés

Funkciók

Nem szükséges előrehajolni: Ülés kényelmes testhelyzetben

Puha masszázspárna: Lágy stimuláció

Beállítások: 1 stimulációs üzemmód, 3 fejési beállítás

Fejlesztési szakaszok

Fázis: 0–6 hó



* A szoptató anyák 83%-a egyetért abban, hogy a Philips Avent Comfort dupla elektromos mellszívó használata kényelmes – 81 amerikai egyesült államokbeli anyával végzett független otthoni tesztek eredménye, 2012 augusztus.

* Több tej: Független kutatások szerint összefüggés lehet a magasabb fokú kényelem és a magasabb fokú tejtermelés között. Lásd: www.philips.com/AVENT

* BPA-mentes mellszívó: Csak az üvegre és más anyatejjel érintkező részekre vonatkozik. Megfelel az EU 2011/10. sz. rendeletének