


PHILIPS

Tubo per tiralatte

ISIS

tiralatte doppio elettrico

SCF934



Collega diverse parti del tiralatte

Trova prodotti corrispondenti sulla scheda delle specifiche

Il tubo in plastica collega il corpo del tiralatte al motore. È adatto a tutti i tiralatte elettrici doppi Philips Avent.

La comodità di usare ricambi Philips

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Compatibile con i modelli:: SCF314/02, SCF304/02, SCF294/02

