

PHILIPS

AVENT



Električna izdajalica

Dvostruka

Korištenje isključivo s kabelom



SCF397

Inspirirano bebama, izrađeno za mame

Tehnologija prirodnog kretanja za brži protok mlijeka*

Udite u novu eru izdajanja uz savršeno uravnoteženu kontrolu usisa i stimulaciju bradavica, a sve to inspirirano prirodnim načinom na koji bebe sisaju. Philips Avent električna izdajalica održava optimalan protok mlijeka i nježno se prilagođava veličini i obliku bradavica

Personalizirana i jednostavna za uporabu

- Pauzirajte kada vi to želite
- Motor tih poput šapata osigurava opuštenost tijekom sesija
- Jednostavno čišćenje i sastavljanje s manje dijelova
- 8 načina rada stimulacije, 16 načina rada izdajanja
- Započnite s postavkama svoje zadnje sesije

Nježna i udobna

- Mekani silikonski jastučić pruža udobnost za sve oblike tijela

Brzo izdajanje, više mlijeka u kraćem roku*

- Tehnologija Natural Motion ubrzava protok mlijeka*

Specifikacije

Snaga

Napon: 100V - 240 V

Materijal

Izdajalica: Ne sadrži BPA**** (samo dijelovi koji dolaze u dodir s hranom)

Što se nalazi u paketu

Jastučići za grudi za jednokratnu upotrebu: 2 kom.

Bočica od 4 oz s dudom od 0+ mjeseci: 2 kom.

Komplet za izdajanje: 2 kom.

Motorna jedinica (uporaba isključivo s kabelom): 1 kom.

Disk za zatvaranje: 2 kom.

Mikro USB adapter (uporaba s kabelom): 1 kom.

Vrećice za spremanje izdojenog mlijeka: 5 komada

Funkcije

Mekan i prilagodljiv jastučić: Nježna stimulacija



* Utemeljeno na rezultatima vremena početka protoka mlijeka (vremena do refleksa izdajanja mlijeka – MER) iz kliničkih ispitivanja s 20 sudionica (Nizozemska, 2019.) u usporedbi s rezultatima vremena do MER za druge prethodne tehnologije Philips izdajalica iz studije izvedivosti s 9 sudionica (Nizozemska, 2018.).

* *Za 1K-SE: 70 % sudionica iskusilo je refleks izdajanja mlijeka u roku od 60 sekundi. Utemeljeno na rezultatima vremena početka protoka mlijeka (vremena do refleksa izdajanja mlijeka – MER) iz kliničkih ispitivanja s 20 sudionica (Nizozemska, 2019.) u usporedbi s rezultatima vremena do MER za druge prethodne tehnologije Philips izdajalica iz studije izvedivosti s 9 sudionica (Nizozemska, 2018.).

* **Utemeljeno na rezultatima kliničkih ispitivanja proizvoda u kojima je sudjelovalo 20 sudionica (Nizozemska, 2019.), prosječni rezultat za jednostruku i dvostruku električnu izdajalicu; 95 % sudionica složilo se da su naše izdajalice učinkovite (jednostruka električna izdajalica); 100 % sudionica složilo se da su naše izdajalice učinkovite (dvostruka električna izdajalica).

* ***Izvori: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 26 April 2019, (109 sudionica, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 sudionica (bjelkinja), SAD); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 sudionica, Australija).

* ****Vrijedi samo za bočicu i druge dijelove koji dolaze u dodir s izdojenim mlijekom. Sukladno EU uredbi, 10/2011.