

PHILIPS

AVENT



Egyes elektromos mellszívó

Mellszívás bárhol, bármikor

Puha masszázspárnát tartalmaz

Natural cumisüveg és etetőcumi



SCF332/31

Nagyobb kényelem, nagyobb tejmenyiség*. Bárhol, bármikor

Egyes elektromos mellszívó masszázspárnával

Üljön kényelmesen, anélkül, hogy előre kellene dőlnie, mialatt a puha masszázspárna gyengéden stimulálja a tej áramlását. Használja a csendes mellszívót bárhol, bármikor, akár elemekkel is. Könnyen összeállítható, személyre szabható, használható és tisztítható.

Gyengéd stimulálás a tejáramlásért és -kiürülésért

- Masszírozó szirmokkal ellátott puha párna

Könnyű összeállítás, fejés és tisztítás

- Kis számú különálló alkatrész és intuitív kialakítás
- A higiéniát szem előtt tartva kialakított zárt rendszer
- Natural üveggel és etetőcumival, mely természetes mell-érzetet biztosít

Csendes mellszívó a diszkrét fejésért bármikor

- A csendes fejésre tervezve

Klinikailag bizonyítottan kevesebb előredőlés*

- Kényelmesebb fejő testtartás az egyedi kialakításnak köszönhetően

1 stimulációs üzemmód és 3 fejési beállítás

- Válassza a leginkább hatékony és kényelmes beállítást

Fénypontok

Pihentető testhelyzet



A mellszívó egyedi kialakítású, így a tej a mellekből közvetlenül az üvegbe vagy az edénybe áramlik még akkor is, ha egyenesen ül. Ennek következtében fejés közben kényelmesebben ülhet, nem kell előre dőlnie azért, hogy a tej biztosan az üvegbe kerüljön. A fejés közbeni kényelmesebb és ellazultabb ülés segít a tej könnyebb áramlásában.

Egyszerűen kiválasztható beállítások

A bekapcsoláskor a mellszívó automatikusan az enyhe stimulációs üzemmódban kezd működni a tejelválasztás beindításához. Ezután válassza a 3 szívási fokozat közül az Ön számára kényelmes tejleadást biztosítót.

Puha masszázspárna



A masszázspárnánk egy puha, selymes bevonatot kapott, mely meleg érzetet kelt a bőrön a kényelmes, lágy stimuláció érdekében, hogy a tej könnyebben áramolhasson. A jellegzetes szirmos párna a tervezésének köszönhetően a baba szopási mechanizmusát imitálja, így gyengéden ösztönzi a tejleadást.

A tej nem folyik ki a csövekből



A tej nem folyik ki a csövekből.

Könnyű összeállítás, fejés és tisztítás



Kevés alkotóelem és intuitív kialakítás. Fejjen le tejet babája számára bármikor.

Natural cumisüveggel



A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóná teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.

Halk mellszívó

Diszkrét fejésre tervezve.

Műszaki adatok

Anyag

Cumisüveg: BPA-mentes*, polipropilén

Cumifej: BPA-mentes*, Szilikon

Mellszívó: BPA-mentes* (csak az étellel érintkező részek)

Kialakítás

Mellszívó kialakítása: Kompakt kialakítás

Cumisüveg kialakítása: Ergonomikus kialakítás, Széles nyakú

Származási hely

Anglia

A következőt tartalmazza:

Tejzáró: 1 db

Natural cumisüveg, 125 ml-es: 1 db

Mellszívó ház: 1 db

Alapegység tömlővel: 1 db

Úti fedél: 1 db

Melltartóbetét csomagok: 1 csomag (2 darabos)

Normál méretű párna (19,5 mm): 1 db (elérhető nagyobb párna is, amely külön vásárolható meg)

Eldobható melltartóbetét: 4 db

Egyszerű használat

Mellszívó használata: Egyszerűen tisztítható,

Teljesen kompatibilis termékvonal, Intuitív összeszerelés

Funkciók

Nem szükséges előre hajolni: Ülés kényelmes testhelyzetben

Puha masszázspárna: Lágy stimuláció

Beállítások: 1 stimulációs üzemmód, 3 fejési beállítás

Fejlesztési szakaszok

Fázis: 0–6 hó



* Klinikailag bizonyított kényelem: 2016. márciusában, 110 amerikai egyesült államokbeli, egyesült királyságbeli és oroszországi anyukával lefolytatott vizsgálat során az anyukák átlagosan 8,6/10-es értékelést adtak a Philips Avent kényelem terén nyújtott teljesítményére.

* Több tej: Független kutatások szerint összefüggés lehet a stressz és a tejtermelés között. Lásd: www.philips.com/AVENT

* BPA-mentes mellszívó: Csak az üvegre és más anyatejjel érintkező részekre vonatkozik. Megfelel az EU 2011/10. sz. rendeletének