

# PHILIPS

Gruppo tubo in  
silicone

Avent

CP2083/01



## Collega diverse parti del tiralatte.

Trova prodotti corrispondenti sulla scheda delle specifiche

Questo tubo collega il corpo del tiralatte al gruppo motore. È adatto al tiralatte elettrico. La confezione contiene un tubo.

**Avent**

Gruppo tubo in silicone

CP2083/01

# Specifiche

**Compatibile con i modelli**

Accessorio: SCF323, SCF363

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Data di rilascio 2025-05-20  
Versione: 2.2.1

Le specifiche sono soggette a modifica  
senza preavviso. I marchi sono di  
proprietà di Koninklijke Philips N.V. o  
dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](https://www.philips.com)

