

PHILIPS

Cappuccio in silicone

Philips Avent

Tiralatte

CP2062/01



Collega diverse parti del tiralatte elettrico

Verificare la compatibilità di seguito

Il cappuccio in silicone garantisce il collegamento tra il tiralatte e il gruppo motore. In ogni confezione è incluso un cappuccio. Da utilizzare con tiralatte elettrici.

Specifiche

Parti sostituibili

Compatibile con i modelli: SCD330/31

SCF332/62 SCF334/61 SCF338/52, SCF391

SCF393 SCF394 SCF395, SCF396 SCF397 SCF398

