

PHILIPS

AVENT

Egykezes elektromos mellszívó
és tejtároló készlet


Fejés, tárolás, etetés.

Puha masszázspárnát tartalmaz

Natural cumisüvegek, etetőcumik
(2-2 db)

10 tárolópohár és fedél

SCD223/00



Nagyobb kényelem, több tej.* Fejés, tárolás és táplálás

Egyes elektromos mellszívó készlet tárolópoharakkal

Az Ultra Comfort mellszívó és tejtároló készlet ideális választás olyan anyukák számára, akik szeretnék lefejni az anyatejüket. A kényelmes készletben megtalálható minden, amire szüksége van az anyatej leszívásához és tárolásához, illetve a kisbaba szoptatásához. A készlethez 2 cumisüveg és 10 tárolópohár is tartozik.

Ápolás - Eldobható melltartóbetétek

- Selymesen puha érzés, légáteresztő anyag

Fejés - Egyes elektromos mellszívó

- Pihentető testhelyzet, klinikailag bizonyítottan kevesebb előredőlés*
- Válassza a leghatékonyabb és legkényelmesebb beállítást
- A puha masszázspárna gyengéden segíti a tejáramlást
- Kis számú különálló alkatrész és intuitív kialakítás

Etetés - Natural cumisüveg és etetőcumi

- Natural üveggel és etetőcumival, mely természetes mell-érzetet biztosít
- A egyedülálló szirmok biztosítják az etetőcumi puhaságát, rugalmasságát, és nem engedik összetapadni.

Tárolás - tárolópoharak

- Biztonságos tárolás és szállítás
- Fejhet a tároló edényekbe

Fénypontok

Pihentető testhelyzet

A mellszívó egyedi kialakítású, így a tej a mellekből közvetlenül az üvegbe vagy az edénybe áramlik még akkor is, ha egyenesen ül. Ennek következtében fejés közben kényelmesebben ülhet, nem kell előre dőlnie azért, hogy a tej biztosan az üvegbe kerüljön. A fejés közbeni kényelmesebb és ellazultabb ülés segít a tej könnyebb áramlásában.

Puha masszázspárna



A masszázspárnánk egy puha, selymes bevonatot kapott, mely meleg érzetet kelt a bőrön a kényelmes, lágy stimuláció érdekében, hogy a tej könnyebben áramolhasson. A jellegzetes szirmos párna a tervezésének köszönhetően a baba szopási mechanizmusát imitálja, így gyengéden ösztönzi a tejleadást.

Egyszerűen kiválasztható beállítások

A bekapcsoláskor a mellszívó automatikusan az enyhe stimulációs üzemmódban kezd működni a tejelválasztás beindításához. Ezután válassza a 3 szívási fokozat közül az Ön számára legkényelmesebb tejleadást biztosítót.

Könnyű összeállítás, fejés és tisztítás



Kevés alkotóelem és intuitív kialakítás. Fejjen le tejet babája számára bármikor.

Natural cumisüveggel



A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.

Egyedülálló és kényelmes szirmok

Az etetőcumin lévő szirmok növelik a cumi puhaságát és rugalmasságát, valamint nem engedik azt összetapadni. Gyermeke elégedettebb lesz az etetés után.

Fejhet a tároló edényekbe



A tejtárolópohár-átalakító segítségével egyszerűen fejheti az anyatejet a tejtároló edénybe. Nem szívárog ki, nem folyik ki az értékes anyatej.

Szívárgásmentesen záró fedél



A Philips Avent tárolópoharak biztonságosan záró fedéllel rendelkeznek, így biztos tárolást és szállítást tesznek lehetővé.

Selymesen puha érzés



A Philips Avent eldobható melltartóbetétek selymesen puha felső réteggel, légáteresztő anyagból készülnek. Több réteggel rendelkeznek a kiváló nedvszívó képesség érdekében.

Műszaki adatok

Anyag

Cumisüveg: BPA-mentes*, polipropilén

Cumifej: BPA-mentes*, Szilikon

Mellszívó: BPA-mentes* (csak az étellel érintkező részek)

Melltartóbetét: Természetes légáteresztő anyag, Selymesen puha felső réteg

Tárolóedények: BPA-mentes*, polipropilén

Kialakítás

Mellszívó kialakítása: Kompakt kialakítás

Cumisüveg kialakítása: Ergonomikus kialakítás, Széles nyakú

Származási hely

Anglia

A következőt tartalmazza:

Tejzáró: 1 db

Adapter: 2 db

Natural cumisüveg, 125 ml-es: 1 db

Natural cumisüveg, 260 ml-es: 1 db

Mellszívó ház: 1 db

Alapegység tömlővel: 1 db

Tejtároló pohár (180 ml): 10 db

Melltartóbetét csomagok: 1 csomag (2 darabos)

Normál méretű párna (19,5 mm): 1 db (elérhető nagyobb párna is, amely külön vásárolható meg)

Egyszerű használat

Mellszívó használata: Egyszerűen tisztítható, Teljesen kompatibilis termékvonal, Intuitív összeszerelés

Funkciók

Nem szükséges előrehajolni: Ülés kényelmes testhelyzetben

Puha masszázspárna: Lágy stimuláció

Beállítások: 3 fejési beállítás, 1 stimulációs üzemmód

Fejlődési szakaszok

Fázis: 0–6 hó

