

PHILIPS

en TensRelief 4
zelfklevende elektroden

PulseRelief

Voor gebruik met PR3840,
PR3093, PR3094

4 elektroden

Gepatenteerde
hydrogeltechnologie

Eenvoudige magneetverbinding

PR3820



Voor een actief leven met minder pijn

Door professionals erkende pijnverlichtingstherapie

De zelfklevende elektroden van Philips hebben gepatenteerde hydrogeltechnologie voor minimale huidirritatie. Een verpakking bevat 4 stuks die maximaal 20 keer kunnen worden gebruikt. De elektroden zijn gemakkelijk op de TENS-units vast te klikken met een magneetverbinding.

Gepatenteerde hydrogeltechnologie

- Gepatenteerde hydrogeltechnologie om huidirritatie te minimaliseren

Geoptimaliseerd voor meervoudig gebruik

- Aanbevolen om tot 20 keer te gebruiken voor meerdere toepassingen

Magneet voor eenvoudige bevestiging

- Eenvoudige magneetbevestiging voor verbinding van TENS-units met elektroden

Kenmerken

Minimale huidirritatie

Onze elektroden maken gebruik van een hoogwaardige gepatenteerde hydrogeltechnologie om de effecten van huidirritatie tot een minimum te beperken. De elektroden zijn flexibel zodat ze op onregelmatige lichaamscontouren kunnen worden aangebracht.

Aanbevolen gebruik tot 20 keer

Te gebruiken voor meerdere toepassingen op verschillende delen van het lichaam. Het aantal keren dat de elektroden kunnen worden

gebruikt is afhankelijk van uw huidtype en het gebruik. De elektroden kunnen gemakkelijk worden bewaard in de oorspronkelijke plastic verpakking voor het volgende gebruik.

Eenvoudig opklikbaar

De TENS-units zijn eenvoudig aan de zelfklevende elektroden te bevestigen door een magneet. Eerst brengt u de zelfklevende elektroden op uw lichaam aan en vervolgens klikt u de TENS-units vast met een magneet.

Specificaties

Land van herkomst

VS

Inhoud van de doos

Zelfklevende elektroden: 4 stuks

Afmetingen zelfklevende elektroden: 50 x 50 mm

Multistick®-hydrogel

Hersluitbare plastic zak

Samenstelling van hydrogel

Glycerine, vrij van talg: (Cas. nr.: 56-81-5)

Water: (Cas. nr.: 28062-44-4)

Poly(acrylaat) Co-polymeer: (Cas. nr.: 7732-18-5)

