

# PHILIPS

# AVENT



## Tiralatte elettrico doppio

Estrai più latte in meno tempo

Con morbido cuscinetto  
massaggiante

Borsa da viaggio e 2 biberon



SCF334/31

## Più comfort e più latte in minor tempo\*

### Tiralatte doppio elettrico con coppa massaggiante

Il tiralatte doppio Ultra Comfort è la soluzione ideale se non si ha molto tempo a disposizione. Riduci il tempo di estrazione e siediti comodamente mentre la morbida coppa massaggiante stimola delicatamente il flusso di latte. Il tiralatte è silenzioso ed è facile da assemblare, personalizzare, utilizzare e pulire.

#### **Facile da utilizzare, facilita l'estrazione e la pulizia**

- Poche parti separate e design semplice
- Sistema chiuso, progettato per un'estrazione igienica
- Include la nostra tettarella e il nostro biberon Natural

#### **Pompa silenziosa per un'estrazione sempre discreta.**

- Progettata per un'estrazione discreta

#### **1 modalità di stimolazione e 3 impostazioni di estrazione**

- Scegli l'impostazione che ti sembra più efficace e confortevole

#### **Stimola delicatamente il flusso di latte**

- Morbido cuscinetto con petali per il massaggio
- Più latte in meno tempo con il sistema doppio

#### **Nessuna necessità di chinarsi**

- Posizione di estrazione più confortevole grazie all'esclusivo design

# In evidenza

## Posizione rilassante per l'estrazione del latte



Questo tiralatte presenta un design esclusivo, che consente al latte di fluire direttamente dal tuo seno al biberon o al recipiente, anche quando sei seduta diritta. Questo significa che potrai sederti in modo più comodo durante l'estrazione del latte senza bisogno di chinarti in avanti per far fluire il latte nel biberon. Siediti comodamente e rilassati durante l'estrazione, in questo modo aiuterai il latte a fluire più facilmente.

## Impostazioni semplici tra cui scegliere

Una volta acceso, il tiralatte si avvia automaticamente in modalità di stimolazione delicata. In seguito, puoi scegliere tra 3 impostazioni di stimolazione per rendere più confortevole l'estrazione del latte.

## Morbidi cuscinetti massaggianti



Il nostro cuscinetto massaggiante ha una nuova texture morbida vellutata che dona una sensazione di calore sulla pelle per una

stimolazione delicata del flusso di latte. L'iconico cuscinetto con petali per il massaggio è progettato per riprodurre delicatamente la suzione del tuo bambino e far fluire il latte in modo delicato.

## Più latte in meno tempo



Riduci il tempo di estrazione con il sistema doppio.

## Nessuna perdita di latte nei tubi



Nessuna perdita di latte nei tubi.

## Facile utilizzo, estrazione e pulizia



Poche parti separate e design intuitivo per una facile estrazione in ogni momento.

## Include il nostro biberon Natural



L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dal seno al biberon.

## Pompa silenziosa

Progettata per un'estrazione sempre discreta.

# Specifiche

## Design

**Design del biberon:** Design ergonomico, Collo ampio

**Design tiralatte:** Design compatto

## Paese di origine

Inghilterra

## Materiale

**Biberon:** Senza BPA\*, Polipropilene

**Tettarella:** Senza BPA\*, Silicone

**Tiralatte:** Senza BPA\* (solo parti a contatto con il cibo)

## Contenuto della confezione

**Dischetto sigillante per la conservazione del latte:** 2 pz.

**Biberon Natural da 125 ml:** 2 pz.

**Corpo del tiralatte:** 2 pz.

**Base con tubo incluso:** 1 pz.

**Borsa da viaggio:** 1 pz.

**Coperchio per il trasporto:** 2 pz.

**Campioni coppette assorbilatte:** 1 confezione (2 pz.)

**Coppa di misura standard (19,5 mm):** 2 pz (una coppa più ampia è disponibile e venduta separatamente)

## Facilità d'uso

**Utilizzo del tiralatte:** Facile pulizia, Gamma completamente compatibile, Assemblaggio intuitivo

## Funzioni

**Non serve inclinarsi in avanti:** Siediti comodamente

**Morbidi cuscinetti massaggianti:** Stimolazione delicata

**Impostazioni:** 1 modalità di stimolazione, 3 impostazioni di estrazione

## Fasi di crescita

**Stadio:** Da 0 a 6 mesi



\* L'83% delle mamme che allattano al seno afferma che il tiralatte elettrico doppio Philips Avent Comfort è confortevole durante l'uso - test indipendenti condotti in casa da 81 mamme negli Stati Uniti, Agosto 2012.

\* Più latte: ricerche indipendenti hanno dimostrato che potrebbe esserci un collegamento tra alti livelli di comfort e una maggiore produzione di latte. Maggiori informazioni sul sito: [www.philips.com/Avent](http://www.philips.com/Avent)

\* Tiralatte senza BPA: associato solo con il biberon e con le altre parti che vengono a contatto con il latte materno. Conforme al regolamento UE 10/2011