

PHILIPS

AVENT

Kézi mellszívó és tejtároló készlet

Fejés, tárolás, etetés.

Mellszívó puha masszázspárnával

2 cumisüveget és etetőcumit
tartalmaz

10 tárolópohár és fedél

SCD221/00



Nagyobb kényelem, több tej.* Leszívás, tárolás és táplálás

Kézi mellszívó készlet tárolópoharakkal

A Comfort Manual mellszívó és tejtároló készlet ideális választás olyan anyukák számára, akik szeretnék lefejni az anyatejüket. A kényelmes készletben megtalálható minden, amire szüksége van az anyatej leszívásához és tárolásához, illetve a kisbaba szoptatásához. A készlethez 2 cumisüveg és 10 tárolópohár is tartozik.

Könnyen kombinálható a szoptatás és a cumisüvegből való táplálás

- Natural üveggel és etetőcumival, mely természetes mell-érzetet biztosít

Könnyű összeállítás, fejés és tisztítás

- Kis számú különálló alkatrész és intuitív kialakítás
- Kompakt, kis súlyú kivitelezés

Klinikailag bizonyítottan kevesebb előredőlés*

- Pihentető testhelyzet a speciális formatervezésnek köszönhetően

Tárolás - tárolópoharak

- Biztonságos tárolás és szállítás
- Fejhet a tároló edényekbe

Masszírozó szirmokkal ellátott puha párna

- A puha masszázspárna gyengéden segíti a tejáramlást

Fénypontok

Pihentető testhelyzet



A mellszívó egyedi kialakítású, így a tej a mellekből közvetlenül az üvegbe áramlik még akkor is, ha egyenesen ül. Ennek következtében fejés közben kényelmesebben ülhet, nem kell előre dőlnie azért, hogy a tej biztosan az üvegbe kerüljön. A fejés közbeni kényelmesebb és ellazultabb ülés segít a tej könnyebb áramlásában.

Puha masszázspárna



A masszázspárnánk egy puha, selymes bevonatot kapott, mely meleg érzetet kelt a bőrön a kényelmes, lágy stimuláció érdekében, hogy a tej könnyebben áramolhasson. A jellegzetes szirmos párna a tervezésének köszönhetően a baba szopási mechanizmusát imitálja, így gyengéden ösztönzi a tejleadást.

Könnyű használat útközben



A mellszívó kis méretű és könnyű, ennek köszönhetően egyszerűen tárolható és szállítható, így diszkrétebb a fejés útközben.

Könnyű összeállítás, fejés és tisztítás



Kevés alkotóelem és intuitív kialakítás. Fejjen le tejet babája számára bármikor.

Natural cumisüveggel



A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.

Fejhet a tároló edényekbe



A tejtárolópohár-átalakító segítségével egyszerűen fejheti az anyatejet a tejtároló edénybe. Nem szívárog ki, nem folyik ki az értékes anyatej.

Szivárgásmentesen záró fedél



A Philips Avent tárolópoharak biztonságosan záró fedéllel rendelkeznek, így biztos tárolást és szállítást tesznek lehetővé.

Műszaki adatok

Anyag

Cumisüveg: BPA-mentes*, polipropilén

Cumifej: BPA-mentes*, Szilikon

Mellszívó: BPA-mentes* (csak az étellel érintkező részek)

Melltartóbetét: Természetes légáteresztő anyag, Selymesen puha felső réteg

Tárolóedények: BPA-mentes*, polipropilén

Kialakítás

Mellszívó kialakítása: Kompakt kialakítás

Cumisüveg kialakítása: Ergonomikus kialakítás, Széles nyakú

A következőt tartalmazza:

Mellszívó ház, fogantyúval: 1 db

Tejzáró: 1 db

Adapter: 2 db

Natural cumisüveg, 125 ml-es: 1 db

Natural cumisüveg, 260 ml-es: 1 db

Tejtároló pohár (180 ml): 10 db

Melltartóbetét csomagok: 1 csomag (2 darabos)

Normál méretű párna (19,5 mm): 1 db (Elérhető nagyobb párna is, amely külön vásárolható meg.)

Egyszerű használat

Mellszívó használata: Egyszerűen tisztítható, Teljesen kompatibilis termékvonal, Intuitív összeszerelés

Funkciók

Nem szükséges előrehajolni: Ülés kényelmes testhelyzetben

Puha masszázspárna: Lágymasszázs

Fejlesztési szakaszok

Fázis: 0–6 hó

