

PHILIPS

Membrana tiralatte
elettrico singolo

Philips Avent

Tiralatte

CP1223/01



Crea il vuoto necessario per l'estrazione

Verificare la compatibilità di seguito

Il diaframma in silicone crea il vuoto necessario per estrarre il latte materno. Da utilizzare con tiralatte elettrici.

La comodità di usare ricambi Philips

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

Specifiche

Parti sostituibili

Compatibile con i modelli: SCF430 SCF441

