

PHILIPS

AVENT

Avent Mellszívó és
mellápoló kezdő szett

Fejés, tárolás, etetés és ápolás

Puha masszázspárnát tartalmaz

2 cumisüveg és 10 tárolópohár

Bimbóvédők és krém

SCD292/01



Nagyobb kényelem, több tej* Leszívás, tárolás, etetés és ápolás

Univerzális egykezes elektromos mellszívó készlet

A Szoptatási kezdőkészlet ideális választás olyan anyukák számára, akik szeretnék lefejni az anyatejüket. A készletben megtalálható minden, amire szüksége van az anyatej leszívásához és tárolásához, illetve a kisbaba szoptatásához. Emellett a készlet olyan speciális termékeket is tartalmaz, amelyek segítenek a mellek és a mellbimbók ápolásában.

Fejés

- Kényelmesebb fejó testtartás az egyedi kialakításnak köszönhetően
- Enyhe stimulációs üzemmóddal és 3 szívási fokozattal
- Puha masszázspárna meleg érzettel

Etetés

- A egyedülálló szirmok biztosítják az etetőcumi puhaságát, rugalmasságát, és nem engedik összetapadni.
- Természetes mell-érzet az etetőcumi széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

Tárolás

- Hűtőben/mélyhűtőben való tárolásra
- Egyszerűen fejhet a tejtároló edénybe

Ápolás

- Védi a kisebesedett mellbimbót szoptatáskor
- Selymesen puha érzés

Fénypontok

Még kényelmesebb testtartás



A mellszívó egyedi kialakítású, így a tej a mellekből közvetlenül az üvegbe áramlik még akkor is, ha egyenesen ül. Ennek következtében fejés közben kényelmesebben ülhet, nem kell előre dőlnie azért, hogy a tej biztosan az üvegbe kerüljön. A fejés közbeni kényelmesebb és ellazultabb ülés segít a tej könnyebb áramlásában.

Egyszerűen kiválasztható beállítások



A bekapcsoláskor a mellszívó automatikusan az enyhe stimulációs üzemmódban kezd működni a tejelválasztás beindításához. Ezután válassza a 3 szívási fokozat közül az Ön számára legkényelmesebb tejleadást biztosítót.

Puha masszázspárna




A masszázspárnánk egy új, puha, selymes bevonatot kapott, mely meleg érzetet kelt a bőrön a kényelmes, lágy stimuláció érdekében, hogy a tej könnyebben áramolhasson. A párna a tervezésének köszönhetően a baba szopási mechanizmusát imitálja, így elősegíti a tejleadás stimulálását.

Természetes mell-érzet



A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.

Egyedülálló és kényelmes szirmok



Az etetőcumin lévő szirmok növelik a cumi puhaságát és rugalmasságát, valamint nem engedik azt összetapadni. Gyermeke elégedettebb lesz az etetés után.

Hűtőben/mélyhűtőben való tárolásra

A Philips Avent poharak hűtőszekrényben vagy mélyhűtőben tárolhatók, és mosogatógépben tisztíthatók.

Egyszerűen fejhet a tejtároló edénybe

A tejtárolópohár-átalakító segítségével egyszerűen fejheti az anyatejet a tejtároló edénybe. Nem szívárog ki, nem folyik ki az értékes anyatej.

Védi a kisebesedett mellbimbót szoptatáskor

A Philips Avent bimbóvédőket csak akkor alkalmazza, ha mellbimbója fáj vagy kisebesedett. Használat előtt javasoljuk, hogy kérje ki egészségügyi szakember véleményét is.

Selymesen puha érzés



Selymesen puha fedőréteg és lélegző, természetes anyagok. Bőrgyógyászati lag tesztelt.

Műszaki adatok

Kialakítás

Mellszívó kialakítása: Kompakt kialakítás
Cumisüveg kialakítása: Széles nyakú,
Ergonomikus kialakítás

Származási hely

Anglia

Anyag

Mellszívó: BPA-mentes*, polipropilén
Cumisüveg: polipropilén, BPA-mentes*
Cumifej: Szilikon, BPA-mentes*
Melltartóbetét: Bőrgyógyászatilag tesztelt,
Selymesen puha felső réteg, Természetes
légáteresztő anyag
Tárolóedények: Polipropilén, BPA-mentes

A következőt tartalmazza:

Tejtároló pohár fedele: 10 db
Tejzáró: 1 db
Adapter: 2 db
Különösen puha, újszülötteknek megfelelő
átfolyású etetőcumi: 1 db
Natural cumisüveg, 125 ml-es: 1 db
Natural cumisüveg, 260 ml-es: 1 db
Extra lágy, lassú átfolyású etetőcumi: 1 db
Mellszívó ház: 1 db
Normál méretű párna: 1 db
Alapegység tömlővel: 1 db
Tejtároló pohár (180 ml): 10 db
Úti fedél: 1 db
Melltartóbetét csomagok: 1 csomag (2 darabos)
Standard Nipple Protector: 2 db
Melltartócsipesz: 1 db
Moisturizing Nipple Cream: 15 ml

Egyszerű használat

Mellszívó használata: Egyszerűen tisztítható,
Teljesen kompatibilis termékvonal, Intuitív
összeszerelés

Funkciók

Nem szükséges előrehajolni: Ülés kényelmes
testhelyzetben
Puha masszázspárna: Lágy stimuláció
Beállítások: 1 stimulációs üzemmód, 3 fejési
beállítás
Mellápolás: Nappali, Éjszakai

Fejlesztési szakaszok

Fázis: Terhesség, 0-6 hónap

