

PHILIPS


AVENT



Comfort dupla elektromos mellszívó

Natural

2 db 125 ml-es üveggel



SCF334/02

Nagyobb kényelem, több tej

Mellszívó készülék masszázspárnával

Amikor kellemesen érzi magát és nyugodt, könnyebben indul meg a tejtermelés. Ezért alkottuk meg eddigi legkényelmesebb mellszívónkat. Nem kell többé előredőlnie - üljön kényelmesen, mialatt a puha masszázspárna gyengéden stimulálja a tejáramlását.

Nem kell többé előredőlnie - üljön kényelmesen

- Kényelmesebb fejő testtartás az egyedi kialakításnak köszönhetően

Gyengéd stimulálás a tejáramlásért és -kiürülésért

- Puha masszázspárna meleg érzettel

Egyéb előnyök

- Natural üveggel és etetőcumival, mely természetes mell-érzetet biztosít
- Intuitív összeszerelés. Az alkatrészek illeszkedése könnyen észrevehető
- A kompakt, kis súlyú kivitel praktikus utazótáskát tartalmaz
- Az alkatrészek kis számának köszönhetően egyszerűen tisztítható
- Egyszerű használat egy gombnyomásra

Válassza ki az Ön számára legkényelmesebb beállítást

- Enyhe stimulációs üzemmóddal és 3 szívási fokozattal

Több tej rövidebb idő alatt

- A tökéletes időtakarékos megoldás az anyukák számára

Fénypontok

Még kényelmesebb testtartás



A mellszívó egyedi kialakítású, így a tej a mellekből közvetlenül az üvegbe áramlik még akkor is, ha egyenesen ül. Ennek következtében fejés közben kényelmesebben ülhet, nem kell előre dőlnie azért, hogy a tej biztosan az üvegbe kerüljön. A fejés közbeni kényelmesebb és ellazultabb ülés segít a tej könnyebb áramlásában.

Egyszerűen kiválasztható beállítások

A bekapcsoláskor a mellszívó automatikusan az enyhe stimulációs üzemmódban kezd működni a tejelválasztás beindításához. Ezután válassza a 3 szívási fokozat közül az Ön számára legkényelmesebb tejleadást biztosítót.

Puha masszázspárna



A masszázspárnánk egy új, puha, selymes bevonatot kapott, mely meleg érzetet kelt a bőrön a kényelmes, lágy stimuláció érdekében, hogy a tej könnyebben áramolhasson. A párna a

tervezésének köszönhetően a baba szopási mechanizmusát imitálja, így elősegíti a tejleadás stimulálását.

Egyszerűen tisztítható

Az alkatrészek kis számának köszönhetően egyszerűen tisztítható. A tej soha nem érintkezik a tömlővel és az alapegységgel. Az elektromos részek kivételével minden alkatrész tisztítható mosogatógépben.

Egyszerű használat

A dupla elektromos mellszívók a tejet rendszeresen fejő anyukák számára ideálisak. A két mellből egyszerre történő, kényelmes fejéssel idő takarítható meg.

Tökéletes időtakarékos megoldás az anyukák számára

Az anyatej mindkét mellből egyszerre történő fejése bizonyítottan hatékonyabb, ráadásul az anyatejtermelés képességét is javíthatja.*

Intuitív összeszerelés

Az alkatrészek könnyedén illeszkednek egymáshoz az egyszerű összeszerelés érdekében.

Kompakt kialakítás

A mellszívót kompakt kialakításának köszönhetően egyszerű a mellre helyezni és ott tartani. A kisméretű alapegységet könnyedén kényelmes közelségbe helyezheti, hogy kézben tarthassa az irányítást fejés közben is. A kivételesen kényelmes utazáshoz és tároláshoz a tömlő egyszerűen rátekerhető az alapegységre. A mellszívóhoz praktikus utazótáska is tartozik.

Natural etetőcumival

A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóná teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.

Műszaki adatok

Kialakítás

Mellszívó kialakítása: Kompakt kialakítás
Cumisüveg kialakítása: Ergonomikus kialakítás, Széles nyakú

Mellszívó

Anyag: BPA free*

Származási hely

Anglia

Anyag

Mellszívó: polipropilén, BPA-mentes*

Cumisüveg: polipropilén, BPA-mentes*

Cumifej: Szilikon, BPA-mentes*

A következőt tartalmazza:

Extra soft newborn flow nipple: 2 db
Melltartóbetét csomagok: 2 (2 nappali melltartóbetét és 2 éjjeli melltartóbetét) db
Tejzáró: 2 db
Natural cumisüveg, 125 ml-es: 2 db
Mellszívó ház: 2 db
Normál méretű párna: 2 db
Alapegység tömlővel: 1 db
Utazótáska: 1 db
Tartalék membrán: 2 db
Úti fedél: 2 db

Egyszerű használat

Mellszívó használata: Intuitív összeszerelés, Egyszerűen tisztítható, Teljesen kompatibilis termékvonallal

Funkciók

Nem szükséges előrehajolni: Ülés kényelmes testhelyzetben

Puha masszázspárna: Lágy stimuláció

Beállítások: 3 fejési beállítás, 1 stimulációs üzemmód

Több tej rövidebb idő alatt: The perfect time saver

Fejődési szakaszok

Fázis: 0–6 hó

