

PHILIPS

Szilikonsapka

Philips Avent

Mellszívók

CP2062/01



Az elektromos mellszívó különböző alkatrészeit köti össze

Lent ellenőrizheti a kompatibilitást

A szilikon kupak a mellszívó és a motoregység közötti csatlakozást rögzíti. Egy csomag egy kupakot tartalmaz. Elektromos mellszívókkal való használatra.

Műszaki adatok

Cserélhető alkatrészek

A következő terméktípusokhoz:: SCD330/31

SCF332/62 SCF334/61 SCF338/52, SCF391

SCF393 SCF394 SCF395, SCF396 SCF397 SCF398

