

PHILIPS

AVENT



Ручной молокоотсос с бутылочкой

Удобство использования в пути

Мягкие массажные лепестки

Бутылочка и соска в комплекте

Дорожная крышка и
уплотнительный диск



SCF330/20

Больше комфорта, больше молока, удобство в пути*

Ручной молокоотсос с массажными лепестками

Больше не нужно наклоняться вперед: примите удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать поток молока. Ручной молокоотсос Avent состоит из небольшого количества элементов, поэтому его легко собирать, использовать и очищать. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко сцеживать молоко, где бы вы ни находились.

Легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки

- Бутылочка и соска серии Natural в комплекте

Удобные настройки, сцеживание и очистка

- Несколько съемных деталей и продуманный дизайн
- Компактный легкий дизайн

Клинически доказано: наклоняться вперед нужно значительно меньше*

- Удобное положение благодаря особому дизайну

Мягкая насадка с массажными лепестками

- Мягкая массажная насадка бережно стимулирует приток молока

Основные особенности

Удобное положение



Благодаря уникальной форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности облегчают процесс сцеживания.

Мягкая массажная насадка



Мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Уникальная насадка с лепестками имитирует процесс сосания груди ребенком, бережно стимулируя процесс лактации.

Удобство в дороге



Благодаря небольшим размерам и легкому весу молокоотсос удобно хранить и брать с собой в дорогу, что делает процесс сцеживания в пути более незаметным.

Удобные настройки, сцеживание и очистка



Всего несколько съемных деталей и продуманный дизайн. С легкостью сцеживайте молоко для малыша в любое время.

Бутылочка серии Natural в комплекте



Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

Характеристики

Дизайн

Дизайн бутылочки: Эргономичная форма, Широкое горлышко

Дизайн молокоотсоса: Компактный дизайн

Материал

Бутылочка: Не содержит бисфенол-А*, полипропилен

Соска: Не содержит бисфенол-А*, силикон

Молокоотсос: Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с пищей)

В комплект входят:

Ультратонкая соска для новорожденных: 1 шт.

Корпус молокоотсоса с ручкой: 1 шт.

Крышка для хранения молока: 1 шт.

Бутылочка серии Natural 125 мл: 1 шт.

Крышка для транспортировки: 1 шт.

Пробный комплект вкладышей для бюстгалтера: 1 упаковка (2 шт.)

Массажная насадка стандартного размера:

1 шт. (19,5 мм, насадка большего размера приобретается отдельно)

Удобство использования

Использование молокоотсоса: Простота очистки, Полная совместимость со всеми сериями, Простая сборка

Функции

Не нужно наклоняться вперед: Сцеживание в удобном положении

Мягкая массажная насадка: Деликатная стимуляция

Этапы взросления

Этап: 0–6 месяцев



* Клинически доказанный комфорт: результаты тестирования с участием 110 мам показали, что большинство из них предпочитают Philips Avent ведущему конкуренту.

* Больше комфорта: 73% из 73 кормящих мам в Великобритании отметили, что этот молокоотсос более удобен в использовании, чем тот, которым они пользовались раньше (основные бренды на рынке).

* Независимое исследование показало, что стресс может влиять на количество сцеживаемого молока. См. www.philips.com/avent

* Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.