

# PHILIPS

## AVENT

### Essential

Single Electric Breast  
Pump

SCF323/11



## Простое сцеживание

Электрический молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и бережно адаптируется к размеру и форме вашей груди. Оцените быстрое, комфортное и удобное сцеживание молока.

### Индивидуальные настройки

- Индивидуальные настройки, 4+4 режима
- Минимум компонентов и интуитивная настройка
- Функция памяти
- Маленький и компактный

### Аккуратно и с комфортом

- Мягкая силиконовая подушечка адаптивной формы

## Характеристики

### Мощность

Разъем USB-C

Напряжение в электросети: 5 В и  $\geq 1$  А

Блок питания не входит в комплект. Не подлежит зарядке, питание только от сети.

### Материал

0 % ВРА\*

### В комплект входят:

Блок электродвигателя

Силиконовая трубка

Кабель USB-C

Бутылочка Natural (125 мл)

Комплект для сцеживания

Крышка на резьбе

