

Philips Waist massager
腰部按摩器

双区加热按摩

多档按摩速度选项
可拆卸控制器

PPM3203BPP



360 度包裹，护卫您的健康

温暖腹部和腰部，享受双重呵护

腰部按摩器采用拉架布，既轻且薄。具有热敷和振动按摩功能，能有效促进血液循环，缓解疼痛和不适。

组合按摩模式，缓解腰部不适

- 同步热敷，可调加热温度
- 可调式多档速度振动，快速消除疲劳
- 60 分钟智能定时按摩，避免过度按摩

磁性控制器，便于携带和取下

- 可拆卸控制器，轻便，便于携带

包裹式设计，舒适合身

- 采用拉架布：轻便、轻柔、舒适、防水
- 3D 环绕人体工程学设计，提供更好的保护

PHILIPS

规格

普通参数

- 净重: 235 克
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 1032 × 110 × 32 mm
- 颜色: 紫色

主要参数

- 加热温度: 45-55 ° C

- 工作电压: 3.7 V
- 工作功率: 11.8 瓦
- 电池: 4500 毫安时
- 充电电流: 1 A
- 充电端口: Type-C
- 充电电压: 5 V

产品亮点

双区加热模式

前后双区同时加热, 4 级温控, 温度区间为 45-55 度, 有效促进血液循环, 缓解背痛和腹部不适。

振动按摩模式

5 种振动设置: 包括肌肉唤醒模式、肌肉放松模式、节奏按摩、潮汐模仿按摩和深度按摩。您可选择适当的设置以避免损伤。

定时关闭

定时 60 分钟运行时间后可自动关闭, 有效避免过度按摩导致的皮肤发红和肿胀不适。

可拆卸磁性控制器

控制器和主设备通过磁力吸附固定, 相互靠近时轻松吸附。可拆卸式设计, 更便于旅行和携带, 易于清洗。

3D 环绕设计

环绕式设计, 还可与延长带一起使用, 通过钩环调整腹部和腰部按摩位置。360 度包裹腰部式按摩, 有效缓解不适。

亲肤材质

采用抗菌和防水处理后的拉架布, 可防止有害微生物产生异味以及使皮肤状况受损。该设备质地轻薄, 隐形触感, 更便于携带。



发行日期 2025-06-26

版本: 2.2.1

EAN: 69 74650 09114 2

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com