



Philips Minicells
電池

1.4V
鋅空氣

ZA675B6A

助聽器的頂級鋅空氣技術

為個人助聽器提供長效性能

使用簡單

- 色彩使電池大小更易於辨認
- 分配器讓您輕鬆取出電池

頂級效能

- 效能持久，穩定可靠
- 鋅空氣技術是專為助聽器而設計
- 電池在長達 3 年內維持良好狀態

PHILIPS

電池
1.4V 鋅空氣

規格

環保規格

- 重金屬：不含鎘，無鉛
- 包裝材質：紙箱，PET
- 包裝類型：PET 塑膠盒

Outer Carton

- Length: 23 cm
- Number of consumer packagings: 200
- Width: 22 cm
- Gross weight: 3.3 kg
- Height: 13 cm
- GTIN: 1 48 95229 12560 2
- Nett weight: 2.1600 kg
- Tare weight: 1.1400 kg

功率

- 電池容量：最大 630 mAh
- 電池類型：助聽器 / 鋅空氣
- 電池電壓：1.4 V

Packaging dimensions

- Height: 9.4 cm
- Width: 4.77 cm
- Depth: 0.7 cm
- Number of products included: 6
- EAN: 48 95229 12560 5
- Gross weight: 0.0145 kg
- Nett weight: 0.0108 kg
- Tare weight: 0.0037 kg

產品尺寸

- 高度：0.54 cm
- 寬度：1.16 cm
- 深度：1.16 cm

技術規格

- 上架壽命：3 年

ZA675B6A/59

焦點

可靠效能

製造過程採用頂尖技術，確保效能可靠且持久。

鋅空氣技術

鋅空氣技術可讓您的助聽器提供電源。

簡單的色彩標記

為了使電池大小更易於辨認，飛利浦根據業界標準，用色彩來標記電池大小。

便利的旋轉分配器

在這個封裝系統中，旋轉輪的設計讓取出電池非常方便快捷。



發行日期 2025-06-26

版本：1.1.2

EAN: 48 95229 12560 5

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com