

PHILIPS

AVENT



Conjunto

Single Electric breast pump

Conjunto de extração,
armazenamento e alimentação
Com bateria recarregável



SCD330/31

Inspirada nos bebês, feita para as mães

Tecnologia Natural Motion para um fluxo de leite mais rápido*

Entre numa nova era de extração com a bomba tira-leite elétrica Philips Avent. O equilíbrio perfeito entre sucção e estimulação dos mamilos, inspirada no ritmo de beber do bebê e com uma almofada macia que se adequa suavemente ao tamanho e à forma do seu mamilo. Veja mais abaixo.

Outras vantagens

- Escolha o fluxo adequado ao seu bebê

Alimente com os biberões Philips Avent

- Para uma sucção natural

Extração eficiente e confortável

- Para um fluxo de leite mais rápido*
- Experiência mais confortável
- Experiência personalizada, 8 + 16 níveis de definição
- Com bateria recarregável

Armazenar leite materno de forma segura


- Para um armazenamento e transporte seguros
- A melhor proteção para o seu leite materno

É importante encontrar a tetina certa

- É importante encontrar a tetina com fluxo adequado


Destaques

Tecnologia Natural Motion



Extraia mais leite em menos tempo* com uma almofada que estimula e extrai leite tal como o bebé. Ajusta-se na perfeição. Modo de estimulação e de extração aplica intensidade certa de sucção sobre o mamilo para uma máxima extração e fluxo de leite. Com base nos resultados do tempo de início do fluxo de leite (tempo para Reflexo de Ejeção de Leite – MER [Milk Ejection Reflex]).*

Almofada de silicone adaptável



A almofada de silicone contrai-se suavemente e adapta-se ao tamanho e formato únicos do seu mamilo. Adapta-se a 99,98% dos tamanhos de mamilo.

É importante encontrar a teta certa



Se o seu recém-nascido não estiver a obter leite suficiente ou se notar que está a ter dificuldades em conseguir extrair leite da teta, mude para uma teta com um fluxo mais elevado. Se o problema persistir, recomendamos que consulte um profissional de saúde.

Encontre o fluxo correto



Os bebés alimentam-se de forma diferente e desenvolvem-se ao seu próprio ritmo. Concebemos uma gama de tetinas com diferentes fluxos, para que possa encontrar a ideal para o seu bebé e personalizar o seu biberão. Todas as tetinas Natural Response são fabricados com silicone macio.

Personalize as suas necessidades



Ajuste cada sessão às suas necessidades com uma vasta gama de definições de estimulação e extração. A nossa bomba tira-leite oferece 8 níveis de estimulação e 16 níveis de extração para uma experiência personalizada.

Bomba tira-leite portátil



Extraia em viagem sem ter de se preocupar com o carregamento. A nossa bateria recarregável é fornecida com um adaptador micro-USB e dura até 3 sessões, com um único carregamento completo.

Copos empilháveis à prova de derrames



Extraia, armazene e alimente o seu bebé com leite materno de forma eficaz, com o nosso novo copo de armazenamento. Esterilize e reutilize o copo de armazenamento com a bomba ou as tetinas Philips Avent - um sistema, muitas opções!

Inclui sacos de armazenamento de leite materno



Os sacos de armazenamento de leite materno Philips Avent proporcionam um armazenamento seguro e protegido para o seu valioso leite materno. Estes podem ser guardados no frigorífico ou congelador e estão pré-esterilizados para uso imediato.

Inclui os nossos biberões Natural



A teta larga com o formato do peito permite um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.

Single Electric breast pump

Conjunto

SCD330/31

Especificações

Alimentação elétrica

Tensão: 100V - 240 V

Inclui

Discos de amamentação descartáveis: 24 pcs

Kit de extração: 1 pcs

Discos vedante: 1 pcs

Biberões de 9 oz: 1 unid.

Biberões de 4 oz: 1 unid.

Motor (recarregável): 1 unid.

Adaptador micro-USB: 1 unid.

Sacos para armazenamento de leite
descartáveis: 5 unidades

Copos de armazenamento de 180 ml com
tampa: 5 unidades

Copos de armazenamento de 240 ml com
tampa: 5 unidades

Adaptador: 1 unid.

Biberão de 125 ml: 1 un.

Tetina de fluxo lento: 1 un.

Funções

Almofada macia e adaptável: Estimulação suave

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Data de publicação
2025-06-27
Versão: 6.6.1

Todas as especificações estão sujeitas a
alterações sem aviso prévio. As marcas
comerciais são propriedade de
Koninklijke Philips N.V. ou dos
respectivos detentores.

EAN: 87 20689 00801 3

www.philips.com



* Com base nos resultados do tempo de início do fluxo de leite (tempo para Reflexo de Ejeção de Leite – MER [Milk Ejection Reflex]) de um ensaio com 20 participantes (Países Baixos, 2019) em comparação com os resultados de tempo para MER de outras tecnologias de bombas tira-leite antecessoras da Philips de um estudo de viabilidade com 9 participantes (Países Baixos, 2018)

* (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participantes, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 participantes caucasianas, EUA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participantes, Austrália)

* Com base nos resultados do questionário para almofada 1k do ensaio clínico com 20 participantes (Países Baixos, 2019)

* Bomba tira-leite sem BPA: associado apenas ao biberão e a outras peças que entram em contacto com o leite materno. Em conformidade com o regulamento da UE 10/2011