



Maskenrahmen

DreamWear

Ersatzteil

Maskenrahmen, Größe S



HH1116

Als wäre sie gar nicht da.*

Das innovative Design von DreamWear ermöglicht es Patienten, ihre liebste Schlafposition einzunehmen.

Einfache Bedienung


- Individuelle Funktionen

Innovatives Design

- Weicher, flexibler Rahmen
- Schlauchanschluss auf dem Kopf


Besonderheiten

Einfach zu verwenden



Einfach zu verwenden – wählen Sie eine der drei Maskenrahmengrößen, die am besten passt. Alle Rahmengrößen sind für alle Maskenkissengrößen geeignet.

Innovatives Maskenrahmendesign



Der weiche, flexible Rahmen ist nachts angenehm zu tragen. Nutzerbeschreibungen zufolge ist die Maske kaum zu spüren.*

Bewegungsfreiheit



Dank der Platzierung des Schlauches oben am Kopf bietet DreamWear nachts mehr Bewegungsfreiheit. Nutzer gaben an, dass sie mit DreamWear eine beliebige Schlafposition einnehmen konnten.*

Daten

Innovatives Design

Komfort und Leistung: Soft fabric straps

Reinigung: Rahmen

Hand wash with mild detergent: Rinse thoroughly, air dry¹

Austausch

Täglich auf Verschleiß prüfen: Replace at first sign of wear

Produktangaben

Materialien: Polycarbonate, Silicone

Gewährleistung: 90 days



* *Philips Umfrage zu Benutzerpräferenzen, 2017

** Gemäß der Analyse der Daten einer Studie zu Patientenpräferenzen von August 2017 mit n = 85 und folgenden verschriebenen Masken: Resmed Airfit F10 und F20, Respironics Amara View und F&P Simplus (basierend auf 10 Tagen Nutzung).

* ¹Ausführlichere Reinigungsanweisungen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.