

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents
électrique

ProtectiveClean 5100

Capteur de pression intégré

3 modes

1 fonction BrushSync™

Housse de voyage



HX6850/64

Des dents plus propres, en douceur.

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Un nettoyage en douceur qui fait la différence, grâce à notre capteur de pression. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire avec la tête de brosse InterCare*
- Utilisation sûre et douce sur les zones sensibles, appareils orthodontiques et couronnes

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Encourage un brossage soigneux
- Facilite le transport

Technologie innovante

- Vous alerte si vous appuyez trop fort
- Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse
- Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes
- La technologie sonore avancée de Philips Sonicare

Optimisez votre brossage

- Faites votre choix parmi trois modes

ProtectiveClean 5100

Brosse à dents électrique

HX6850/64

Points forts

Éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire



Clipsez notre tête de brosse InterCare pour améliorer la santé de vos gencives en seulement 2 semaines. Ses brins ultra-longs vous aident à éliminer plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre et entre les dents, pour des gencives saines.

Trois modes



Cette brosse à dents vous permet d'adapter votre brossage en fonction de vos besoins grâce à un choix entre trois modes. Le mode Clean est le mode standard pour un nettoyage impeccable. Le mode White est idéal pour éliminer les taches en surface. Le mode

Gum Care ajoute une minute à puissance réduite au brossage, pour un massage en douceur des gencives.

Brossage sûr, tout en douceur



Vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre : notre technologie sonore est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes et facettes. Elle contribue à la prévention des caries et améliore la santé des gencives.


Technologie Philips Sonicare



La technologie sonore avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la

brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

Surveillez votre pression de brossage



Un brossage trop énergique peut endommager vos dents et vos gencives. Pour éviter cela, votre brosse à dents Philips Sonicare ProtectiveClean produit de légères impulsions sonores pour vous rappeler d'appuyer moins fort.

Technologie BrushSync™



Une technologie intégrant des puces permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre des rappels de remplacement.

ProtectiveClean 5100

Brosse à dents électrique

HX6850/64


Points forts

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™



Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Mais notre technologie BrushSync™ mémorise vos durées de brossage et la pression exercée. Lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse, un voyant sur le manche et un bip sonore vous alertent. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre tête de brosse est efficace.

Minuteurs pratiques



Il vous faut un minuteur pour votre brosse à dents électrique ? La fonction QuadPacer vous permet de savoir quand vous avez suffisamment brossé chaque partie de votre dentition, tandis que la fonction SmarTimer vous prévient quand vous avez atteint vos deux minutes de brossage recommandées.

Coffret et chargeur de voyage pratiques



Notre coffret de voyage haut de gamme vous permet de ranger votre brosse à dents de manière hygiénique, tandis que notre base de charge compacte maintient son autonomie lors de vos déplacements. Une simple charge permet deux semaines d'utilisation régulière, et le chargeur est idéal pour les déplacements plus longs.

ProtectiveClean 5100

Brosse à dents électrique

HX6850/64

Caractéristiques

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Design and finishing

Color: Noir/gris

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Manche: Design ergonomique ultracompact

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

Accessoires inclus

Housse de voyage: 1

Têtes de brosse: 2 i InterCare

Chargeur: 1

Manche: 1 ProtectiveClean

Performances de brossage

Bénéfices santé: Des gencives plus saines, Aide à réduire les caries

Performances: Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire*

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Indicateur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Blanc: Élimine les taches à la surface des dents

Gum Care: Masse les gencives en douceur

Technologie de capteur intelligent

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync: Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

