

# PHILIPS

## sonicare



Brosse à dents  
électrique

ProtectiveClean 4300

Capteur de pression intégré

1 mode de nettoyage

1 fonction BrushSync™

Housse de voyage



HX6800/35

## Des dents plus propres, en douceur.

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Un nettoyage en douceur qui fait la différence, grâce à notre capteur de pression. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

### Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire avec la tête de brosse InterCare\*
- Utilisation sûre et douce sur les zones sensibles, appareils orthodontiques et couronnes

### Conçu pour s'adapter à vos besoins

- La fonction Easystart permet de développer vos bonnes habitudes d'utilisation de votre Philips Sonicare
- Encourage un brossage soigneux
- Facilite le transport

### Technologie innovante

- Vous alerte si vous appuyez trop fort
- Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse
- Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes
- La technologie sonore avancée de Philips Sonicare

## Points forts

### Éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire



Clipsez notre tête de brosse InterCare pour améliorer la santé de vos gencives en seulement 2 semaines. Ses brins ultra-longs vous aident à éliminer plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre et entre les dents, pour des gencives saines.

### Surveillez votre pression de brossage



Un brossage trop énergique peut endommager vos dents et vos gencives. Pour éviter cela, votre brosse à dents Philips Sonicare ProtectiveClean produit de légères impulsions sonores pour vous rappeler d'appuyer moins fort.

### Brossage sûr, tout en douceur



Vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre : notre technologie sonore est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes et facettes. Elle contribue à la prévention des caries et améliore la santé des gencives.

### Technologie Philips Sonicare




La technologie sonore avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

### Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™



Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Mais notre technologie BrushSync™ mémorise vos durées de brossage et la pression exercée. Lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse, un voyant sur le manche et un bip sonore vous alertent. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre tête de brosse est efficace.

### Minuteurs pratiques




Il vous faut un minuteur pour votre brosse à dents électrique ? La fonction QuadPacer vous permet de savoir quand vous avez suffisamment brossé chaque partie de votre dentition, tandis que la fonction SmartTimer vous prévient quand vous avez atteint vos deux minutes de brossage recommandées.

### Technologie BrushSync™



Une technologie intégrant des puces permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre des rappels de remplacement.

### Facilite l'apprentissage de bonnes habitudes



Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

### Coffret et chargeur de voyage pratiques



Notre coffret de voyage haut de gamme vous permet de ranger votre brosse à dents de manière hygiénique, tandis que notre base de charge compacte maintient son autonomie lors de vos déplacements. Une simple charge permet deux semaines d'utilisation régulière, et le chargeur est idéal pour les déplacements plus longs.

# ProtectiveClean 4300

Brosse à dents électrique

HX6800/35

## Caractéristiques

### Alimentation

Tension: 110-220 V

### Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 14 jours\*\*

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

### Design and finishing

Color: Noir, Rose pastel

### Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

### Facile d'utilisation

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

### Accessoires inclus

Housse de voyage: 2

Chargeur: 1

Manche: 2 ProtectiveClean

Têtes de brosse: 2 i InterCare

### Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en seulement deux semaines, Aide à réduire les caries

Performances: Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire\*

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Indicateur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

### Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

2 intensités: Faible, Fort

### Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync: Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse

