

PHILIPS



Συσκευή αποτρίχωσης IPL
με τεχνολογία SenseIQ

Lumea IPL 9000 Series

Αισθητήρας SmartSkin

3 έξυπνα εξαρτήματα: σώμα,
πρόσωπο, λεπτομέρειες

Εφαρμογή Lumea IPL

Ασύρματη και ενσύρματη χρήση



BRI955/01

Ασύρματη ευκολία, εξατομικευμένη αποτρίχωση με τεχνολογία SenseIQ

Απολαύστε 12 μήνες απαλότητας χωρίς τριχοφυΐα*

Απολαύστε εξατομικευμένη αποτρίχωση χωρίς προβλήματα, με την ασύρματη έκδοση της ταχύτερης συσκευής Lumea IPL. Με τεχνολογία SenseIQ, έξυπνα εξαρτήματα και καθοδήγηση από την εφαρμογή Lumea IPL, σας προσφέρει απαλότητα στο δέρμα που διαρκεί.

Ήπιο και αποτελεσματικό για απαλότητα στο δέρμα που διαρκεί

- Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους για να είναι εύκολη και αποτελεσματική
- Εφαρμογή μόνο 2 φορές τον μήνα για γρήγορα αποτελέσματα
- Το μόνο Lumea με επιλογή ασύρματης λειτουργίας

Ολοκληρωμένη λύση για το πρόσωπο και το σώμα

- Ολοκληρωμένη λύση για το πρόσωπο και το σώμα με 3 έξυπνα εξαρτήματα
- Κατάλληλο για τις περισσότερες αποχρώσεις επιδερμίδας και τα περισσότερα χρώματα τρίχας

Εξατομικευμένη αποτρίχωση IPL

- Βελτιστοποιήστε το πρόγραμμά σας με την εφαρμογή Philips Lumea IPL
- Απαλότητα και άνεση με SenseIQ

Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές - Εξαρτήματα

Εξάρτημα φροντίδας σώματος: Σχήμα: κυρτό καμπυλωτό, Μέγεθος παραθύρου: 4,1 cm², Προσαρμοσμένη θεραπεία για το σώμα: πόδια, χέρια και κοιλιά

Εξάρτημα φροντίδας προσώπου: Σχήμα: επίπεδο, Μέγεθος παραθύρου: 2 cm², επιπλέον φίλτρο, Προσαρμοσμένη θεραπεία για το πρόσωπο: επάνω χείλος, πηγούνι και σαγόνι

Εξάρτημα φροντίδας ακριβείας: Σχήμα: κοίλο καμπυλωτό, Μέγεθος παραθύρου: 3 cm², Προσαρμοσμένη θεραπεία για τις περιοχές του μπικίνι και της μασχάλης

Ασφάλεια και προσαρμόσιμες ρυθμίσεις

Ενσωματωμένο φίλτρο UV: Προστατεύει το δέρμα από την υπεριώδη ακτινοβολία.

5 ρυθμίσεις ενέργειας φωτός: Ρύθμιση βάσει του τύπου του δέρματός σας

Ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας: Αποτροπή ακούσιας εκπομπής φωτός

Αισθητήρας φωτότυπου δέρματος: Ανιχνεύει τον φωτότυπο του δέρματος

Αισθητήρας SmartSkin: Η σωστή ρύθμιση κατόπιν απαίτησης

Τρόπος χρήσης

Slide and Flash (Εκπομπή φωτός με συρόμενη κίνηση): Για γρήγορη εφαρμογή

Χρήση με καλώδιο ή χωρίς καλώδιο: Ασύρματη και ενσύρματη χρήση

Stamp and Flash (Πίεση και εκπομπή φωτός): Για θεραπεία σε περιοχές μικρής επιφάνειας

Τεχνικές προδιαγραφές

Τύπος μπαταριών: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Τάση: 100-240 volt

Λυχνία υψηλής απόδοσης: Σχεδίαση που διαρκεί, 450.000 εκπομπές φωτός, που ισοδυναμεί με 39 έτη διάρκεια ζωής λαμπτήρα**

Σέρβις

Εγγύηση: Διετής διεθνής εγγύηση + 1 επιπλέον έτος εγγύησης κατόπιν εγγραφής του προϊόντος εντός 90 ημερών

Περιλαμβάνεται

Οδηγίες χρήσης: Εγχειρίδιο χρήσης

Αποθήκευση: Πολυτελής θήκη

Προσαρμογέας: 19,5 V / 4000 mA

Χρόνος εφαρμογής

Μασχάλες: 2,5 λεπτά

Γραμμή μπικίνι: 2 λεπτά

Περιοχές προσώπου: 1,5 λεπτά

Γάμπες: 8,5 λεπτά

