

PHILIPS

sonicare



AirFloss Pro/Ultra – přístroj
mezizubní hygieny

s kartáčkem ProtectiveClean
4500, tělo

1 tryska

1 kartáčková hlavice



HX8424/30

Zdravější dásně za 2 týdny, zaručeno*

Pro ty, kdo nepoužívají pravidelně zubní nit

Přístroj AirFloss Pro/Ultra**** je pro ty, kdo pravidelně nepoužívají zubní nit, nejjednodušším způsobem efektivního čištění mezizubních prostor. AirFloss Pro/Ultra lze používat s čistou vodou nebo antimikrobiální ústní vodou a klinické studie prokázaly, že zdraví dásní prospívá stejně jako zubní nit.**

Improves oral health

- Klinické studie dokázaly stejnou efektivitu pro dásně jako u zubní niti**
- Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku***
- Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu mezi zuby

Optimalizujte své čištění zubů

- Propojení chytrého těla kartáčku s chytrými hlavicemi
- Režimy Clean a White

Superior technology

- Vysoce výkonná tryska
- Technologie mikrokapiček vody a vzduchu
- Vyberte jednoduchý, dvojitý nebo trojitý prostřik

The easiest way to effectively clean between teeth

- Jednoduchý způsob, jak získat zdravý návyk
- Dokonalé sebevědomí s pocitem svěžesti a čistoty po celý den
- Stačí 60 vteřin: namířit, stisknout, hotovo!

Přednosti

Pro zdravější dásně



Podle klinických studií tryska Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra zlepšuje zdraví dásní stejně jako zubní nit.** Stav dásní zlepší za pouhé dva týdny.

Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku



AirFloss Pro/Ultra odstraňuje až 99,9 % zubního plaku z čištěných míst.***

Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu



Jemným odstraňováním plaku, které čištění neodstranilo, pomáhá tryska Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra předcházet tvorbě kazů mezi zuby.

Technologie mikrokapiček




Klinicky prokázané výsledky jsou podloženy naší jedinečnou technologií kombinující směs vzduchu a mikrokapiček ústní vody nebo obyčejné vody k účinnému a současně jemnému čištění mezi zuby a podél linie dásní.

Vysoce výkonná tryska



Nová vysoce výkonná tryska AirFloss Pro/Ultra zesiluje účinek naší technologie kombinující směs vzduchu a mikrokapiček vody a díky tomu je účinnější než kdykoli předtím.

Volitelné nastavení počtu prostřiků



Směs vzduchu a mikrokapiček vody přístroje AirFloss Pro/Ultra můžete upravit podle svých potřeb na jednoduchou, dvojitou nebo trojitou dávku, která se spustí aktivačním tlačítkem.

Vyčistí za pouhých 60 vteřin



S přístrojem AirFloss Pro/Ultra vám čištění mezizubních prostor zabere méně než 60 vteřin denně. Stačí si zvolit frekvenci dávky (jednoduchou, dvojitou nebo trojitou) a čistit přidržetím aktivačního tlačítka pomocí nepřetržitých automatických dávek nebo stisknutím a uvolněním v manuálním režimu.


Svěžest a čistota s ústní vodou



Naplňte nádržku na těle přístroje ústní nebo čistou vodou, namiřte a stiskněte. Ústní voda vám dodá pocit dokonalé svěžesti a navíc vás zbaví bakterií.

Přednosti

Snadno získáte zdravý návyk



Čištění mezizubních prostor je velmi důležité pro celkové zdraví ústní dutiny. AirFloss představuje snadný způsob čištění mezi zuby a pomáhá vybudovat zdravé návyky.

Režimy Clean a White



Ať už se chcete zaměřit na odstranění plaku nebo chcete svým zubům dopřát skvělý lesk, postaráme se o to: Režim Clean se stará o vynikající čištění a režim White je ideální pro odstranění povrchových skvrn.

Technologie BrushSync



Technologie využívající mikročip rozpozná a synchronizuje chytré tělo a chytrou hlavičku kartáčku. Tato dvojice představuje výkonnou kombinaci, která zajišťuje automatické upozornění na potřebu výměny.

Specifikace

Spotřeba

Napětí: Vícenapěťová nabíječka

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: Lithium-iontová

Doba nabíjení: Úplné nabití za 24 hodin

Design a provedení

Barva: Bílá s nádechem šedé, Bílá a světle modrá

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Snadné použití

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Indikátor baterie: Kontrolky LED na těle ukazují úroveň nabití

Výdrž baterie: 1–3 týdny****

Nástavec trysky: Snadné nasazení a sejmutí

Balení obsahuje

Nabíječka: 1

Kartáčkové hlavice: 1 hlavice W2 Optimal White

Rukojeť: 1 ProtectiveClean

Tělo AirFloss Pro/Ultra: 1

Tryska AirFloss Pro/Ultra: 1

Výkon čištění

Přínos pro zdraví: Mezizubní hygiena vám zabere pouhých 60 vteřin, Zlepšuje zdraví dásní během 2 týdnů*

Výkon: Odstraňuje až 99,9% plaku**

Klinicky prokázané výsledky: Stejně efektivní jako zubní nit, pro zlepšení zdraví dásní, pro odstranění zubního plaku, pro snížení krvácení dásní

Přizpůsobitelné nastavení: Na výběr manuální či automatické prostríkování, Jednoduchý / dvojí / trojí prostríh***

Pro nejlepší výsledky: Trysku měňte každých 6 měsíců

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

Bílá: Odstraňuje povrchové pigmentace

Technologie Smart Sensor

Připomenutí výměny technologie BrushSync:

Vždy víte, kdy, vyměnit hlavice kartáčku



* nebo vám vrátíme peníze

** při používání v kombinaci s manuálním kartáčkem a antibakteriální ústní vodou u pacientů s lehkým až středním zánětem dásní; AirFloss pomáhá těm, kdo pravidelně nepoužívají zubní nit, vypěstovat denní návyk čištění mezizubních prostor. Bližší informace najdete v sekci Otázky a odpovědi na kartě Podpora.

*** Z čištěných míst; v laboratorní studii, výsledky v praxi se mohou lišit

**** AirFloss Ultra a Pro jsou stejné výrobky, ale mohou být jinak pojmenovány v závislosti na zemi či kanálu.

***** v závislosti na použitém nastavení prostríhu