

PHILIPS

sonicare

AirFloss Pro/Ultra –
Dispense

1 mundstykke



HX8381/01

Tre gange sundere tandkød

Effektivitet og komplians for patienter, som ikke bruger tandtråd regelmæssigt

For dem, der ikke bruger tandtråd regelmæssigt, er AirFloss Pro/Ultra**** den nemmeste måde at rense effektivt mellem tænderne. AirFloss Pro/Ultra kan bruges sammen med mundskyllemiddel eller vand, og det er klinisk dokumenteret, at det er lige så effektivt som tandtråd til at sikre sundt tandkød.**

Improves patients' oral health

- Klinisk dokumenteret til at være lige så effektivt som tandtråd til at sikre sundt tandkød**
- Hjælper med at forebygge huller mellem tænderne
- Op til 99,9% bedre bekæmpelse af plak***

Superior technology

- Mundstykke med høj ydeevne
- Teknologi med lufttryk og mikroskopiske dråber
- Indstillinger for tredobbelt luftpust, der kan tilpasses

The easiest way to effectively clean between teeth

- En nem måde at forbedre rensningen mellem tænderne
- Tager kun 60 sekunder: Peg, tryk, rens!
- Frisk og ren med mundskyllemiddel

Vigtigste nyheder

Op til 99,9% bedre bekæmpelse af plak




AirFloss Pro/Ultra fjerner op til 99,9% af plakken fra de behandlede områder.***

Mikrodråbeteknologi




Vores klinisk dokumenterede resultater er mulige takket være vores unikke teknologi, der kombinerer luft og mundskyllemiddel eller vand til kraftfuld og alligevel blid rensning mellem tænderne og langs tandkødsranden.

En nem måde at starte på



Rengøring mellem tænderne er meget vigtigt for den generelle mundsundhed. AirFloss gør det nemt at rense dybere mellem tænderne og hjælper til at udvikle en sund vane. Efter tre måneders brug af AirFloss fortsatte 96 % af dem, der før kun brugte tandtråd en gang imellem, med at bruge AirFloss fire eller flere dage om ugen.

Sundere tandkød



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra har klinisk dokumentation for at forbedre tandkødets sundhed lige så meget som tandtråd.** Hjælper med at forbedre tandkødets sundhed på helt ned til to uger.

Renser på blot 60 sekunder



Med AirFloss Pro/Ultra kan patienterne på mindre end 60 sekunder om dagen rense hele munden. De skal blot vælge luftpustfrekvens (enkelt, dobbelt eller tredobbelt) og holde aktiveringsknappen nede for at vælge konstante automatiske luftpust eller trykke og slippe knappen for at vælge manuelle luftpust.

Frisk og ren med mundskyllemiddel



Patienterne kan bruge det sammen med mundskyllemiddel for at opnå den ultimative friske oplevelse samt anti-mikrobielle fordele.

Hjælper med at forebygge huller mellem




Ved forsigtigt at skylle den plak væk, som ikke blev fjernet ved tandbørstningen, hjælper Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra med at forebygge, at der dannes huller i patientens tandmellemrum.

Mundstykke med høj ydeevne



Det nye højtydende AirFloss Pro/Ultra-mundstykke forstærker effekten af vores luft- og mikrodråbeteknologi, så den bliver mere effektiv end nogensinde før.

Tilpasning af tredobbelt luftpust



AirFloss Pro/Ultas kraftfulde spray kan tilpasses efter patientens behov, med enkelte, dobbelte eller tredobbelte luftpust for hvert tryk på aktiveringsknappen.

Specifikationer

Strøm

Spænding: Oplader til flere spændingstyper

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Batteritype: Litiumion

Opladningstid: Fuld opladning på 24 timer

Design og finish

Farve: Grå

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

Brugervenlig

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Batteriindikator: Lysdioderne på håndgrebet viser batterikapacitet

Dysetilbehør: Klikkes nemt af og på

Batterilevetid: 1-3 uger *****

Medfølgende dele

Oplader: 1

AirFloss Pro/Ultra-håndgreb: 1

AirFloss Pro/Ultra-mundstykke: 1

Rensedydelse

Sundhedsmæssige fordele: Renser hele munden på 60 sek., Få sundere tandkød på 2 uger*

Performance: Fjerner op til 99,9% af plak**

Klinisk dokumenterede resultater: Lige så effektivt som tandtråd, til at forbedre tandkødets sundhed, til at forhindre blødende tandkød, til at bekæmpe plak

Indstillinger, der kan tilpasses: Automatiske luftpust eller manuelle luftpust,

Enkelte/dobbelte/tredobbelte luftpust

For at opnå de bedste resultater: Skift mundstykke med 6 måneders mellemrum



* Ved brug sammen med en manuel tandbørste og et antimikrobielt mundskyllemiddel hos patienter med mild til moderat tandkødsbetændelse. AirFloss er udviklet til at hjælpe brugere, der ikke bruger tandtråd regelmæssigt, med at udvikle en sund daglig vane med at huske at rense mellem tænderne. Du kan få flere oplysninger på www.philips.com/airfloss/faq.

*** AirFloss Ultra og Pro er det samme produkt, men kan være navngivet forskelligt afhængigt af land og kanal.

***** afhængigt af anvendt sprøjteindstilling