

PHILIPS

AVENT

Електричний молоковідсмоктувач

Універсальна подушечка

Технологія природного руху

Зціджуйте, не нахилиючись
уперед

8+16 рівнів налаштувань



SCF395/11

Одиночний насос повної комплектації

Швидко, зручно, відмінно для мам

Увійдіть у нову еру зціджування молока з досконалим балансом між відсмоктуванням та стимулюванням сосків, натхненний природним способом пиття немовлят. Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent підтримує оптимальний відтік молока та м'яко адаптується до розміру та форми сосків.

Персоналізований та простий у користуванні

- Простота чищення і збирання завдяки меншій кількості деталей
- Призупинення в будь-який момент
- Збереження налаштувань з останнього разу
- 8 режимів стимуляції, 16 режими зціджування
- Максимально тихий двигун дає змогу розслабитися

Легідний і зручний

- М'яка силіконова подушечка забезпечує комфорт незалежно від типу тіла

Швидке зціджування, більше молока за менший час*

- З технологією Natural Motion молоко тече швидше*

Специфікації

Потужність

Напруга живлення: 100 - 240 В

Матеріал

Пляшечка: Без вмісту ВРА*, Поліпропілен

Соска: Без вмісту ВРА*, Силікон

Молоковідсмоктувач: Без вмісту ВРА*****
(лише частини, які контактують з їжею)

У комплекті:

Пляшечка на 115 мл із соскою 0 міс.+ : 1 шт.

Одноразові вкладиші в бюстгальтер: 2 шт.

Комплект для зціджування: 1 шт.

Блок двигуна (використання лише із кабелем): 1 шт.

Ущільнюючий диск: 1 шт.

Адаптер мікро-USB (використання з кабелем): 1 шт.

Простота у користуванні

Використання молоковідсмоктувача: Легко
чистити та збирати, тихий двигун, функція пам'яті

Функції

Жодного нахилення вперед: Можна сидіти у зручному положенні

Налаштування: 16 рівнів зціджування, 8 рівнів стимуляції

М'яка та адаптивна подушечка: Лагідне стимулювання



* Результати враховують час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока – PBM) на основі клінічного випробування за участі 20 учасниць (Нідерланди, 2019 р.) порівняно із часом на PBM для інших попередніх технологій відсмокткування Philips на основі дослідження доцільності за участі 9 учасниць (Нідерланди, 2018 р.).

** Для 1K-SE: 70% учасниць зафіксували PBM протягом 60 секунд. Результати враховують час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока – PBM) на основі клінічного випробування за участі 20 учасниць (Нідерланди, 2019 р.) порівняно із часом на PBM для інших попередніх технологій відсмокткування Philips на основі дослідження доцільності за участі 9 учасниць (Нідерланди, 2018 р.).

*** На основі результатів клінічних випробувань виробу за участю 20 учасниць (Нідерланди, 2019), середній бал для одинарного та подвійного електричних молоковідсмоктувачів; 95% учасниць погоджуються, що наші молоковідсмоктувачі ефективні (одиначні електричні); 100% учасниць погоджуються, що наші молоковідсмоктувачі ефективні (подвійні електричні).

**** Джерела: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 26 April 2019 (109 учасників, Ізраїль); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993 (20 учасників європейської зовнішності, США); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 учасників, Австралія).

***** Стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно правових норм ЄС від 10.2011.