

PHILIPS

AVENT



Електричний молоковідсмоктувач

Одинарний

Найвища якість

Акумуляторна батарея

Дисплей із таймером



SCF396/11

Натхнений малюком. Ефективний для мами

Технологія природного руху для швидшого відтоку молока*

Увійдіть у нову еру зціджування молока з досконалим балансом між відсмоктуванням та стимулюванням сосків, натхнений природним способом пиття немовлят. Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent підтримує оптимальний відтік молока та м'яко адаптується до розміру та форми сосків.

Персоналізований та простий у користуванні

- Мінімальна кількість частин та інтуїтивне налаштування
- Функція паузи/пуску
- Функція пам'яті
- Тихий двигун для непомітного зціджування будь-де
- Персоналізація, 8+16 рівнів налаштувань

Легідний і зручний

- М'яка й адаптивна силіконова подушечка одного розміру
- Зціджуйте, не нахиляючись уперед

Швидке зціджування, більше молока за менший час*


- Технологія природного руху для швидкого відтоку молока*

Акумуляторна батарея і таймер із дисплеєм

- Акумуляторна батарея для зціджування молока у дорозі
- Дисплей для відстеження часу

Основні особливості


Швидкий відтік молока*



Зціджуйте більше молока за менший час* за допомогою подушечки, яка стимулює і зціджує молоко так само, як дитина.

Безперебійне переналаштування з режиму стимуляції у режим зціджування і застосування оптимального рівня стимуляції соска та відсмоктування для максимального відтоку молока. Враховується час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока, PBM).*

Пристаює до соска



Один розмір підходить усім. Оскільки усі ми відрізняємось формами і розміром, силіконова подушечка м'яко згинається і пристосовується під ваш сосок. Вона підходить для 99,98% розмірів сосків* (до 30 мм).

Сидить зручно



Почувайтесь вільно під час зціджування завдяки конструкції, що дозволяє сидіти вертикально, а не нахилитися вперед. Клінічно перевірене зручне положення для зціджування молока без потреби нахилитися вперед*. З урахуванням результатів клінічного випробування продукту за участі 20 учасниць

(2019); 90% учасниць вважають положення для зціджування зручним (одинарний електричний); 95% учасниць вважають положення для зціджування зручним (подвійний електричний).

Налаштуйте пристрій під свої потреби



Підлаштовуйте кожен сеанс зціджування відповідно до ваших потреб завдяки різноманітним налаштуванням стимулювання та зціджування. Для вашої особистої зручності наш молоковідсмоктувач пропонує 8 рівнів стимулювання та 16 рівнів зціджування.

Зціджуйте непомітно в будь-якому місці



Зціджуйте молоко будь-коли й будь-де завдяки нашому тихому двигуну тонкої конструкції.

Легке використання у дорозі



Зціджуйте молоко в дорозі та не турбуйтеся про живлення. Наша акумуляторна батарея постачається з адаптером мікро-USB, а повного заряду вистачає до 3 сеансів.

Легко чистити і налаштовувати



Наша система закритого зціджування означає, що молоко залишається поза трубкою, тож чистити доведеться менше. Менше частин – менше клопоту з повторним збиранням.

Збережіть улюблені налаштування



Знаєте, що вам подобається? Молоковідсмоктувач автоматично запам'ятовує ваші останні налаштування, тому все, що вам потрібно зробити, – це сісти й натиснути пуск.

Відстежуйте час зціджування

Слідкуйте за тим, як довго ви зціджуєте з кожної груді, та відстежуйте загальний час зціджування за допомогою цифрового таймера.

Призупиняйте, коли потрібно



Якщо потрібно щось налаштувати або зробити перерву, кнопка паузи/пуску завжди під рукою.

Специфікації

Потужність

Напруга живлення: 100 - 240 В

Матеріал

Пляшечка: Без вмісту ВРА*, Поліпропілен

Соска: Без вмісту ВРА*, Силікон

Молоковідсмоктувач: Без вмісту ВРА* (лише частини, які контактують з їжею)

У комплекті:

Пляшечка на 115 мл із соскою 0 міс.+ : 1 шт.

Одноразові вкладиші в бюстгальтер: 2 шт.

Комплект для зціджування: 1 шт.

Адаптер мікро-USB: 1 шт.

Блок двигуна (акумуляторний): 1 шт.

Ущільнюючий диск: 1 шт.

Простота у користуванні

Використання молоковідсмоктувача: Легко чистити та збирати, тихий двигун, функція пам'яті, акумуляторна батарея, дисплей для двигуна

Функції

Жодного нахилання вперед: Можна сидіти у зручному положенні

Налаштування: 16 рівнів зціджування, 8 рівнів стимуляції

М'яка та адаптивна подушечка: Лагідне стимулювання



* Результати враховують час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока – РВМ) на основі клінічного випробування за участі 20 учасниць (Нідерланди, 2019 р.), порівняно з часом на РВМ для інших попередніх технологій відсмокткування Philips на основі дослідження доцільності за участі 9 учасниць (Нідерланди, 2018 р.)

* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 учасниць, Ізраїль); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 білошкірих учасниць, США); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 учасниць, Австралія).

* З урахуванням результатів опитувань про 1000 подушечок під час клінічного випробування за участі 20 учасниць (Нідерланди, 2019 р.)

* Молоковідсмоктувач без ВРА: стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно з правовими нормами ЄС від 10/2011