

PHILIPS



IPL epilátor pro
odstranění chloupků

Lumea Series 9000

Senzor SmartSkin

3 chytré nastavce: na tělo, na
obličej, na přesné linie

Aplikace Lumea IPL

Použití s kabelem i bez něj



BRI955/00

Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ

s naším nejrychlejší a nejefektivnější IPL

Naše nejúčinnější IPL - až 6 měsíců hladká pokožka po úplném dokončení cyklu ošetření*. Technologie IPL s funkcí SenseIQ na odstraňování chloupků s dlouhodobým efektem, pro všechny partie těla, v pohodlí domova. Užívejte si hladkou pokožku jako z kosmetického salónu díky osobnímu poradenství prostřednictvím aplikace Philips Lumea IPL.

Jemný a účinný pro dlouhodobě hladkou pokožku

- Vyvinuto ve spolupráci s dermatology pro snadné a efektivní použití
- Při dvou ošetřeních měsíčně uvidíte rychlé výsledky
- Jediné zařízení Lumea, které nabízí možnost bezdrátového provozu

Kompletní ošetření těla i obličeje

- Kompletní ošetření těla i obličeje se 3 chytrými nastavci
- Vhodné pro většinu odstínů pokožky a barev chloupků

Odstraňování chloupků pomocí IPL vám na míru

- Optimalizujte svou rutinu díky mobilní aplikaci Philips Lumea IPL
- Šetrnost a pohodlí díky technologii SenseIQ

Specifikace

Přílohy s technickými údaji

Nástavec pro epilaci těla: Tvar: konvexní zakřivení, Velikost okénka: 4,1 cm², Ošetření na míru pro tělo: nohy, paže a břicho

Nástavec pro epilaci tváře: Tvar: plochý, Velikost okénka: 2 cm², speciální filtr, Ošetření na míru pro obličej: horní ret, brada a oblouk čelisti

Nástavec pro přesnou epilaci: Tvar: konkávní zakřivení, Velikost okénka: 3 cm², Ošetření na míru pro oblast bikin a podpaží

Bezpečnost a upravitelná nastavení

Integrovaný UV filtr: Chrání pokožku před UV zářením

5 nastavení světelné energie: Nastavitelný podle typu pokožky

Integrovaný bezpečnostní systém: Zabránění nechtěným zábleskům

Snímač odstínu pokožky: Zjistí odstín vaší

pokožky

Snímač SmartSkin: Vhodné nastavení podle potřeby

Režim aplikace

Posun a záblesk: Pro rychlé použití

Použití s kabelem / bezdrátové: Použití s kabelem i bez něj

Přítlačení a záblesk: Pro ošetření malých oblastí

Technické údaje

Typ baterie: Nabíjecí baterie

Napětí: 100–240 V

Vysoce výkonná lampa: Dlouhodobá výdrž, 450 000 záblesků, což odpovídá 39 letům životnosti lampy**

Nástavce

Přesný nástavec (2 cm²): Pro aplikaci na podpaží a oblast bikin

Nástavec na tělo (4 cm²): Pro použití pod linií krku

Servis

Záruka: 2 roky globální záruky + 1 rok záruky navíc při registraci produktu do 90 dnů

Včetně položek

Návod k obsluze: Uživatelská příručka

Skladování: Luxusní pouzdro

Adaptér: 19,5 V / 4 000 mA

Doba aplikace

Podpaží: 2,5 min

Linie bikin: 2 minuty

Face areas: 1,5 min

Dolní část nohou: 8,5 min



* Průměrný výsledek redukce chloupků po 12 ošetřeních:

77 % na nohách, 64 % v oblasti třísel, 64 % na podpaží

** Při používání podle plánu ošetření, měřeno na nohách, jednotlivé výsledky se mohou lišit

*** Při použití podle programu

**** Výpočet při použití na lýtkách, tříslech, podpaží a tváři.

Životnost lampy neprodlužuje 2letou celosvětovou záruku společnosti Philips.

**** Výpočet při použití na lýtkách, tříslech, podpaží a tváři.

Životnost lampy neprodlužuje 2letou celosvětovou záruku společnosti Philips.