

PHILIPS

AVENT



Одинарний електричний
молоковідсмоктувач

Зціджування у будь-який час та
будь-де

У комплекті м'яка масажна
насадка

Пляшечка та соска Natural



SCF332/31

Кращий комфорт, більше молока*. Будь-коли, будь-де

Одинарний електричний молоковідсмоктувач із масажною насадкою

Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м'яко стимулюватиме відтік молока. Використовуйте наш тихий молоковідсмоктувач у будь-який час і будь-де, навіть із живленням від батарей. Його легко налаштовувати, персоналізувати, використовувати та чистити.

М'яке стимулювання відтоку молока

- М'яка масажна насадка з масажними пелюстками

Легко налаштовувати, зціджувати та чистити

- Кілька окремих частин та інтуїтивний дизайн
- Закрита система, створена для гігієнічного зціджування
- У комплекті наша пляшечка та соска Natural для природного захоплення

Тихий молоковідсмоктувач для непомітного зціджування будь-коли

- Створений допомогти зціджувати молоко тихо

Клінічно доведено менше нахиляння уперед*

- Більш зручне положення під час зціджування завдяки унікальному дизайну

1 режим стимуляції та 3 режими зціджування

- Виберіть ефективне та комфортне для Вас налаштування

Основні особливості

Розслаблююче положення



Молоковідсмоктувач має унікальний дизайн, завдяки чому молоко тече безпосередньо з грудей у пляшечку або контейнер навіть тоді, коли Ви сидите рівно. Це означає, що Ви можете сидіти комфортніше під час зціджування: не потрібно нахилитися вперед, щоб молоко потрапило у пляшечку. Зручне положення та розслаблений стан під час зціджування сприяє легшому відтоку молока.

Прості налаштування

Після увімкнення молоковідсмоктувач починає автоматично працювати у режимі лагідної стимуляції для витікання молока. Потім виберіть одне з 3 налаштувань зціджування, щоб зробити потік молока комфортним.

М'яка масажна насадка



Наша масажна насадка має м'яку приємну текстуру, яка створює відчуття тепла на шкірі для комфортного, лагідного стимулювання відтоку молока. Стильна насадка з пелюстками лагідно імітує смоктання дитини для сприяння відтоку молока.

Жодного потрапляння молока у трубки



Жодного потрапляння молока у трубки.

Легко налаштовувати, зціджувати та чистити



Кілька окремих частин та інтуїтивний дизайн. Легко зціджуйте молоко для дитини у будь-який час.

У комплекті наша пляшечка Natural



Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

Тихий молоковідсмоктувач

Створений для непомітного зціджування.

Специфікації

Конструкція

Дизайн молоковідсмоктувача: Компактний дизайн

Дизайн пляшечки: Ергономічна форма, Широке горлечко

Країна походження

Великобританія

Матеріал

Пляшечка: Без вмісту BPA*, Поліпропілен

Соска: Без вмісту BPA*, Силікон

Молоковідсмоктувач: Без BPA* (лише частини, які контактують з їжею)

У комплекті:

Ущільнюючий диск для зберігання молока:

1 шт.

Пляшечка Natural ємністю 125 мл: 1 шт.

Корпус молоковідсмоктувача: 1 шт.

Основний блок із трубкою: 1 шт.

Дорожня кришка: 1 шт.

Пробні упаковки з вкладишами в бюстгальтер: 1 упаковка (2 шт.)

Насадка стандартного розміру (19,5 мм):

1 шт.

(окремо можна придбати насадку більшого розміру)

Одноразові вкладиші в бюстгальтер: 4 шт.

Простота у користуванні

Використання молоковідсмоктувача: Легке чищення, Повністю сумісна лінійка, Просто збирати

Функції

Жодного нахилання вперед: Можна сидіти у зручному положенні

М'яка масажна насадка: Лагідне стимулювання

Налаштування: 1 режим стимуляції, 3 налаштування зціджування

Етапи розвитку

Етап: 0–6 місяців



* Комфорт клінічно доведено: у тестуванні за участі 110 матерів у США, Великобританії, Китаї та Росії, що проводилося у березні 2016 року, жінки оцінили роботу Philips Avent з точки зору комфорту в середньому як 8,6/10.

* Більше молока: незалежне дослідження підтвердило наявність зв'язку між рівнями стресу та появою молока. Дивіться www.philips.com/AVENT

* Молоковідсмоктувач без BPA: стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно з правовими нормами ЄС від 10/2011