

PHILIPS

sonicare



Elektrische
Schallzahnbürste mit App

DiamondClean 9000

Vernetztes Putzen leicht gemacht

Integrierter Drucksensor

Smart-Bürstenkopferkennung

4 Putzprogramme,
3 Intensitätsstufen



HX9911/29

Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang

Weißere Zähne nach nur einem Tag***

Die beste Philips Sonicare Leistung für weiße Zähne mit unserer elegantesten elektrischen Sonicare Schallzahnbürste. Wechseln Sie zur Philips Sonicare Zahnbürste.

Genießen Sie ein elegantes und benutzerfreundliches Design

- Einfaches Aufladen und stilvoller Start

DiamondClean Benutzer erleben eine verbesserte Mundgesundheit

- Effektiv gegen Plaque, sanft zu Ihrem Zahnfleisch
- Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque* für eine gründliche Reinigung

Passen Sie die DiamondClean 9000 an Ihre Bedürfnisse an


- Personalisiertes Zahnputzerlebnis
- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken
- Die BrushSync Technologie wählt automatisch das beste Putzprogramm für Sie aus
- So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

Dank persönlichem Fortschrittsbericht auf dem Laufenden bleiben

- Legen Sie sich dauerhaft gesunde Gewohnheiten zu

Besonderheiten

Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque*




Mit dem C3 Premium Plaque Defense Bürstenkopf wissen Sie, dass Sie die bestmögliche Reinigung erhalten. Die weichen, flexiblen Borsten passen sich der Form Ihrer Zähne an, bieten 4 x mehr Oberflächenkontakt** und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen.

C3 Premium zum Plaque-Schutz



Mit dem C3 Premium Bürstenkopf zum Plaque-Schutz putzen Sie gründlicher als je zuvor. Sanfte, flexible Seiten und Borsten passen sich hervorragend an die Form Ihrer Zähne an, bieten 4 x mehr Oberflächenkontakt und reinigen auch schwer erreichbare Stellen*.

Fortschrittsbericht



Die DiamondClean 9000 gibt Ihnen die Anleitung, die Sie benötigen, um zwischen den Zahnarztuntersuchungen eine gesunde Putzgewohnheit zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Integrierte intelligente Sensoren informieren Sie, wenn Sie zu viel Druck ausüben.

4 Putzprogramme, 3 Intensitätsstufen




Die DiamondClean 9000 verfügt über die Putzprogramme Clean, White+, Gum Health und Deep Clean+, die Ihre Zahnpflegebedürfnisse erfüllen: "Clean"-Putzprogramm für eine außergewöhnliche tägliche Reinigung, "White+"-Putzprogramm zum Entfernen von Verfärbungen, "Gum Health"-Putzprogramm für eine sanfte Reinigung entlang des Zahnfleischrandes und das "Deep Clean+"-Putzprogramm für eine belebende gründliche Reinigung. Dank der drei Intensitätsstufen können Sie die für Sie am besten geeignete Einstellung finden – höhere Intensität für noch gründlichere Reinigung oder niedrigere Intensität für empfindliche Zähne.

Smart-Bürstenkopferkennung



Die intelligenten Bürstenköpfe sorgen dafür, dass Sie das richtige Putzprogramm und die richtige Intensitätsstufe für die bestmögliche Reinigung verwenden. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie verwenden den W3 Premium White Bürstenkopf. Die BrushSync Technologie Ihrer DiamondClean 9000 synchronisiert Ihren Bürstenkopf automatisch mit dem White+-Modus für weißere Zähne.

Integrierter Drucksensor



Sie bemerken es vielleicht nicht, wenn Sie zu fest putzen, aber Ihre DiamondClean 9000 schon. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, vibriert das Handstück der Zahnbürste sanft. So werden Sie daran erinnert, weicher zu bürsten und Ihrem Bürstenkopf die Arbeit zu überlassen. 7 von 10 Personen verhalf diese Funktion zu einem besseren Putzverhalten.

BrushSync Erinnerungsfunktion



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab, daher sollten Sie immer sicherstellen, dass Ihrer weiterhin ideal reinigt. Unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden und wie intensiv Sie putzen. Die BrushSync Erinnerungsfunktion auf dem Handstück und ein kurzer Signalton machen Sie darauf aufmerksam, wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen.

Langlebiger Akku



Ihre DiamondClean 9000 hält bei regelmäßiger Anwendung mit einer einzigen Ladung bis zu zwei Wochen.

DiamondClean 9000

Elektrische Schallzahnbürste mit App

HX9911/29

Daten

Anschlüsse

Kabellose Bluetooth®-Technologie: Verbundene Zahnpflege-App

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): 14 Tage***

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Pink

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Kompatibilität

Android-Kompatibilität: Android Smartphones, Bluetooth 4.0-fähige Tablets

iOS-Kompatibilität: iPad der 3. Generation oder höher, iPhone 4S oder höher, mit iOS 7 oder höher, mit iOS7-Betriebssystem

Benutzerfreundlichkeit

Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Erinnerungsfunktion: Stellt jederzeit optimale Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet auf

Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 1 C3 Premium zum Plaque-Schutz

Reiseetui: USB-Reiseladeetui

Handstück: 1 DiamondClean 9000

Ladeglas: 1

Ladestation: 1

Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Leistung: Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque*

Weißer Zähne: Hellt Zähne nach 1 Tag auf****

Timer: BrushPacer und 2-Minuten-Timer

Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

Programme

3 Intensitätsstufen: Hoch, Niedrig, Mittel

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Deep Clean+: Bietet Ihnen eine besonders gründliche Reinigung

Gesundes Zahnfleisch: Sorgt für eine sanfte, aber effektive Reinigung entlang des Zahnfleischrandes

White+: Zum Entfernen von Verfärbungen

Intelligente Sensor-Technologie

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem Druck

BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

BrushSync Technologie: Verbindet das intelligente Handstück mit, dem intelligenten Bürstenkopf

Software-Support

Softwareaktualisierungen: Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an.

