

PHILIPS

sonicare



Sonický elektrický zubní
kartáček dvě těla

HealthyWhite+

2 režimy

6 nastavení s možností
přizpůsobení

2 těla kartáčku

3 kartáčkové hlavice



HX8923/34

Odstraní až o 100 % více skvrn za pouhý 1 týden*

* než manuální kartáček

Každý den si bezpečně zkrášlujte úsměv, aniž byste se museli vzdát milovaných jídel a nápojů, které zuby zbarvují! Je dokázáno, že sonický zubní kartáček Philips Sonicare odstraňuje až o 100 % více skvrn za pouhý 1 týden*, a pomáhá vám tak k bělejšímu zubům.

Proven to improve oral health

- Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů
- Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček
- Odstraňuje až o 100% více plaku než manuální kartáček*

Guides you to follow dental recommendations

- 2minutový časovač hlídá doporučenou délku čištění
- Funkce Quadpacer napomáhá důkladnému vyčištění

Provides a superior clean

- Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare
- Hlavice DiamondClean pro nejlepší bělení

Offers a customized brushing experience

- 6 nastavení s možností přizpůsobení
- Režim Clean and White: ověřeno pro odstranění pigmentací

Přednosti

Bělí zuby



Tento zubní kartáček Philips Sonicare odstraní až o 100 % více skvrn pro bělejší zuby za pouhý 1 týden.

Kartáčková hlavice DiamondClean



Kartáčková hlavice DiamondClean, nejlepší hlavice Philips Sonicare, mají středně tvrdá vlákna ve tvaru diamantu, která efektivně a zároveň šetrně odstraňují plak. Výjimečně kvalitní čištění a bělejší zuby ve srovnání s manuálním kartáčkem.

Režimy Clean a White



Dvouminutový režim Clean nabízí nejdůkladnější způsob odstranění plaku (čas čištění doporučený zubními lékaři). Režim White odstraňuje povrchové pigmentace a rozzáří a vyleští zuby.

Odstraňuje běžné skvrny například od kávy, čaje, tabáku a červeného vína. Zuby budou o 2 odstíny bělejší za pouhé 2 týdny.

6 nastavení s možností přizpůsobení




Zubní kartáček Philips Sonicare HealthyWhite+ umožňuje kombinovat režimy (režim Clean a White) a 3 intenzity pro maximální pohodlí a nejlepší možné čištění.

Odstraňuje až 7x více plaku




*Z obtížně dosažitelných míst odstraňuje až o 100% více plaku než manuální kartáček

Zlepšuje zdraví dásní



Sonický zubní kartáček Philips Sonicare napomáhá čištění mezizubních prostor a podél linie dásní, což přináší zlepšení stavu dásní za pouhé dva týdny.

Funkce Quadpacer



30vteřinový časovač vás upozorní na uplynutí čtvrtiny doby čištění. Můžete tak každému kvadrantu svých zubů věnovat přiměřenou dobu a čištění si tak lépe rozvrhnout.

Funkce SmarTimer



2minutový časovač tohoto sonického zubního kartáčku Philips Sonicare pomáhá dodržet dobu čištění doporučenou odborníky

Jediná opravdová sonická technologie



Jedinečný dynamický účinek kartáčku Philips Sonicare šetrně a efektivně čistí hluboko mezi zuby a podél linie dásní.



Specifikace

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 3 týdny**

Typ baterie: Lithium-iontová

Design a provedení

Barva: Mrazivě bílá

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Snadné použití

Systém kartáčkových hlavice: Zacvakávací hlavice kartáčku

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav

baterie

Výdrž baterie: Až 3 týdny**

Balení obsahuje

Kartáčkové hlavice: 2 ks DiamondClean, standardní velikost, 1 ks ProResults, standardní velikost

Nabíječka: 1

cestovní pouzdro: 1

Těla kartáčku: 2 HealthyWhite+

Výkon čištění

Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu

Přínos pro zdraví: Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů

Výkon: Odstraňuje až o 100% více plaku

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Bělící účinky: Zuby jsou bělejší až o 2 odstíny za 2 týdny

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

3 intenzity: Vysoká, Nízká, Střední

Bílá: Odstraňuje povrchové pigmentace

