

# PHILIPS

## sonicare



AirFloss Ultra –  
Zahnzwischenraumreiniger

1 Düse



HX8431/02

## Gesünderes Zahnfleisch in 2 Wochen\*

Für alle, die unregelmäßig Zahnseide benutzen

Für Personen, die nicht regelmäßig Zahnseide benutzen, ist der AirFloss Ultra\*\*\*\* die einfachste Art der Reinigung der Zahnzwischenräume. AirFloss Ultra kann mit Mundspülung oder Wasser verwendet werden und ist nachweislich genauso wirksam wie Zahnseide für die Gesundheit Ihres Zahnfleisches.\*\*

### Improves oral health

- Klinisch erwiesen so wirksam wie Zahnseide für die Zahnfleischgesundheit\*\*
- Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung\*\*\*
- Hilft dabei, Karies zwischen den Zähnen zu vermeiden

### Superior technology

- Hochleistungsdüse
- Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen
- Individualisierbare Einstellung mit bis zu drei Sprühtößen

### The easiest way to effectively clean between teeth

- Tag für Tag ein unvergleichlich tiefenreines Mundgefühl
- In nur 60 Sekunden: Ausrichten. Abdrücken. Sauber!
- So wird gesunde Zahnpflege ganz einfach zur Gewohnheit

# Besonderheiten

## Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung



AirFloss Ultra entfernt bis zu 99,9 % Plaque an behandelten Stellen.\*\*\*

## Mikrotröpfchen-Technologie



Die klinisch erwiesene Kombination aus Luft- und Mikrotröpfchen reinigt sanft und effektiv die Zahnzwischenräume und den Zahnfleischrand.

## Bessere Zahnfleischgesundheit



Der Philips Sonicare AirFloss Ultra verbessert nachweislich die Gesundheit des Zahnfleisches genauso wie Zahnseide.\*\* Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches bereits in nur zwei Wochen.

## Für ein tiefenreines Mundgefühl




Füllen Sie den Tank im Handstück entweder mit einem Mundwasser oder mit Wasser, setzen Sie die Düse des Geräts am Zahnzwischenraum an, und los geht's. Verwenden Sie Mundwasser für ein ultimatives Frischeerlebnis und antimikrobielle Pflege.

## Hilft dabei, Karies zu vermeiden



Indem Plaque, die beim Zähneputzen nicht gelöst wurde, sanft mit Druckluft entfernt wird, verhindert der Philips Sonicare AirFloss Ultra Karies zwischen den Zähnen.

## Individuell einstellbare Sprühstöße




Sie können den leistungsstarken Strahl des AirFloss Ultra nach Belieben anpassen. Wählen Sie aus einem, zwei oder drei Stößen bei jedem Drücken der Aktivierungstaste.

## Hochleistungsdüse



Der neue leistungsstarke AirFloss Ultra verstärkt die Wirkung der Luft- und Mikrotröpfchen-Technologie für mehr Effizienz als je zuvor.

## Machen Sie gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit



Die Reinigung der Zahnzwischenräume ist sehr wichtig für die gesamte Mundgesundheit. Der AirFloss Ultra macht es Ihnen leicht, die Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen und gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit werden zu lassen.

## Reinigt in nur 60 Sekunden



Mit dem AirFloss Ultra können Sie Ihren ganzen Mund in weniger als 60 Sekunden pro Tag reinigen. Wählen Sie einfach Ihre Sprühstoß-Frequenz (einfach, zweifach oder dreifach), und halten Sie die Aktivierungstaste für kontinuierliche automatische Sprühstöße gedrückt. Wenn Sie die Taste wieder loslassen, befindet sich das Gerät im manuellen Modus.

# Daten

## Leistung

**Stromspannung:** Multispannungs-Ladegerät

## Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

**Ladezeit:** Vollständig geladen in 24 Stunden

## Design und Materialausführung

**Farbe:** Pink

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

## Benutzerfreundlichkeit

**Akkuanzeige:** LED-Anzeigen am Handstück zeigen Ladezustand an

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design

**Düsenaufsatz:** Leichtes Aufstecken und Abnehmen

**Akkulaufzeit:** 1 bis 3 Wochen\*\*\*\*\*

## Artikel enthalten

**Ladegerät:** 1

**AirFloss Ultra Handstück:** 1

**AirFloss Ultra Düse:** 1

## Reinigungsleistung

**Vorteile für die Gesundheit:** Reinigt den ganzen Mund in 60 Sekunden, Verbessert Zahnfleischgesundheit in 2 Wochen\*

**Leistung:** Entfernt bis zu 99,9 % Plaque\*\*

**Klinisch erwiesene Ergebnisse:** Genauso effizient wie Zahnseide, für verbesserte Zahnfleischpflege, zur Reduzierung von Zahnfleischbluten, zur Reduzierung von Plaque

**Anpassbare Einstellungen:** Automatische oder manuelle Sprühstoß-Funktion, Einfach-, Zweifach oder Dreifach-Sprühstoß\*\*\*

**Für optimale Ergebnisse:** Tauschen Sie die Düse alle 6 Monate aus

