

PHILIPS



InfraCare- infraroodlamp

200W

Gerichte behandeling van
bepaald gebied



HP3621

Effectieve verzachting van pijn

Diep doordringende infraroodwarmte

Diepe, doordringende warmte van infraroodlamp

Effectieve verzachting van pijn

- Diep doordringende infraroodwarmte

Kenmerken

Diep doordringende infraroodwarmte



Onderzoek heeft aangetoond dat infraroodlicht spierpijn en andere pijnen veroorzaakt door stijve gewrichten effectief verzacht. De

aangename warmte die het infraroodlicht genereert, dringt diep door in uw huid, en helpt de bloedcirculatie stimuleren en uw spieren verwarmen. Hierdoor worden uw spieren zachter en ontspannen zij zich. Omdat de warmte het weefsel soepeler maakt, worden uw gewrichten flexibeler en voelt u zich minder stijf.

Specificaties

Specifieke behandeling

Behandelingsgebied: 20 x 30 cm
Infrarood halogeenlamp: 200 W

Effectieve verzachting van pijn

Diep doordringende warmte

Technische specificaties

Spanning: 110 of 220-230 volt
Snoerlengte: 200 m
Vermogen: 200 W
Frequentie: 50/60 Hz
Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)
Levensduur van lampen: 500 hr

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product: 20 x 30,9 x 17,2 (W x H x D) cm
Afmetingen A-doos: 29 x 40,4 x 74,5 (B x H x D) cm
Gewicht van het product: 1,2 kg
Gewicht F-doos: 1,6 kg
Aantal F-dozen in A-doos: 3 stk
Aant. op Europallet: 60 stk
Gewicht A-doos: 4,8 kg
Afmetingen F-doos: 28 x 38,6 x 24,5 (B x H x D) cm

Logistieke gegevens

Land van herkomst: Duitsland
CTV-code: 884362101000

Veiligheid

IEC certified: Voldoet aan IEC 60601 en 60335

Gebruiksvriendelijk

Instelbaarheid: 0-40 graden (naar achteren)
Aan/uitschakelaar
Zachte handgreep: voor gemakkelijke plaatsing en vervoer

Medische apparatuur

Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD):
2007/47/EG, MDD 93/42/EG

