

PHILIPS

sonicare



Szónikus elektromos
fogkefe

FlexCare Platinum

3 üzemmód, 3 intenzitási szint

2 fogkefefej

Nyomásérzékelővel

UV-s fogkefefej-fertőtlenítő



HX9172/14

Alapos és gyengéd tisztítás

10-szer több lepedék eltávolítása és egészségesebb fogíny*

A FlexCare Platinum használatával még a legalaposabb tisztítás is megfelelően gyengéd fogai és ínye védelme érdekében. Az AdaptiveClean fogkefefejnek és az intuitív nyomásérzékelőnek köszönhetően a maximális lepedékeltávolítás is gyengéd élményt nyújt Önnek.

Segítséget nyújt az ajánlott fogápolási tanácsok betartásában

- Túl erős fogmosás esetén figyelmeztető jelzés
- Időzítők az alapos fogmosásért
- Pusztítsa el a baktériumokat az UV-s fogkefefej-fertőtlenítővel

A személyre szabott fogmosás élményét nyújtja

- Három intenzitási beállítás és három tisztítási mód
- Új alapos tisztítás: a problémás területek erőfeszítés nélküli tisztítása

A Philips Sonicare alapos tisztítást nyújt

- Adaptív tisztítási technológia az alapos, mégis kíméletes tisztításért
- Az alaposabb tisztítás érdekében követi a foga és az ínye kontúrjait
- Dinamikus tisztítóeljárás a jobb szájhygiénia érdekében

Az Ön életstílusához igazítva

- Hosszú akkumulátor-élettartam és hordtáska
- Praktikus utazótok és töltő

Fénypontok

Alapos tisztítás, akárhogya is mossa a fogát



Nehéz eltérni a régi szokásoktól, kivéve ha a FlexCare Platinum következő generációjával mos fogat. Az adaptív tisztítási technológiánk magját képező innovatív AdaptiveClean fogkefefejnek és az intuitív nyomásérzékelőnek köszönhetően még a nehezen elérhető, problémás területek tisztítása is könnyen megoldható. Az AdaptiveClean fogkefefej sörtéi illeszkednek a fogához és az ínyéhez, ami akár a 4-szeresére növeli a felületi érintkezést**, és akár 10-szer több lepedéket távolít el. Amennyiben túl erősen mos fogat, a nyomásérzékelő finoman rezegteti a fogkefe nyelét, hogy kíméletes tudjon maradni az ínyéhez, miközben elbánik a lepedékkel.

AdaptiveClean kefefej



Az AdaptiveClean fogkefefej az egyetlen elektromos fogkefe, amely követni tudja a fog és íny egyedi alakzatát. A kefefej a gumiból készült puha, rugalmas oldalaiknak köszönhetően minden görbülethez igazodik. A felületi érintkezést akár a 4-szeresére növeli, és akár 10-szer több lepedéket távolít el a fogíny mentén és a fogak között. Mivel a kefe követi az íny vonalát,


elnyeli az esetleges erős rányomásból fakadó túlzott nyomást, így kíméletes lehet az ínyéhez, akárhogya mos fogat.

Intuitív nyomásérzékelő



Lehet, hogy Ön nem veszi észre, ha túl erősen mos fogat, de a FlexCare Platinum figyelmezteti fogja erre. Ha túl nagy nyomást alkalmaz, az intuitív nyomásérzékelő gyengéden megrezegteti a fogkefenyelet, így pontosan tudni fogja, mikor kell kíméletesebbnek lennie. A tanulmányok szerint a fogmosást túl erősen végző 10 ember közül 7 sikeresen csökkentette a fogmosáskor kifejtett nyomást a nyomásérzékelő használatakor.

Személyre szabott fogmosási élmény



A három intenzitási beállítással és három tisztítási móddal rendelkező FlexCare Platinum optimális kényelmet és igazán alapos tisztítást eredményez. Ha különösen oda kell figyelnie a problémás területekre, a három perces Alapos tisztítás mód kivételes eredményt nyújt. Használja a Tisztítás módot a remek, mindennapos tisztításhoz, vagy a Fehér módot a

lerakódások eltávolításához. Állítsa be a intenzitást alacsonyra, közepesre vagy magasra a személyes igényeinek megfelelően.

Alapos tisztítás üzemmód



A teljesen új Alapos tisztítás üzemmód kivételes tisztítást nyújt a nehezen elérhető helyeken. Az üzemmódban a kefefej egyedi mozgásának és a megnövelt háromperces tisztítási időnek köszönhetően ideális választás, ha különös figyelmet kíván fordítani a problémás területekre.

Szónikus technológia



A FlexCare Platinum következő generációja több mint 31 000 mozdulatot végez percenként, ami érezhetően és láthatóan kivételes tisztasággal jár. Szónikus technológiánk dinamikus tisztítóeljárása mélyen a fogak közé juttatja a folyadékot a fogíny mentén. Miközben a FlexCare Platinum kefe gyengéden masszírozza az ínyét, fokozza a vérkeringést, és segít eltávolítani a lepedéket. Erőteljes, ámde gyengéd tisztításban lesz része, mely klinikailag bizonyított eredményekkel jár.


Fénypontok

UV-fertőtlenítő



Igazán tisztán tarthatja a fogkefejét a Philips UV-s fertőtlenítő technológiájával. A FlexCare Platinum szónikus fogkeféhez járó UV-s fertőtlenítő kifejezetten a fogkefejejen élő baktériumok elpusztítására lett tervezve. Fertőtlenítő fényt bocsát a fogkefefej teljes felső részére, ami a baktériumok akár 99%-ának elpusztításában segít.

Quadpacer vezető és SmarTimer időzítő



A FlexCare Platinum két időzítővel segíti az alapos fogmosást. A Quadpacer időközi időzítő jelzi, amikor már ideje áttérni egy másik fogmosási negyedre, míg a SmarTimer segít elérni a fogorvosok által javasolt 2 perces fogmosási időt.

Életstílusához tervezve



A prémium utazótokban higiénikusan tárolhatja a fogkefejét, a kompakt utazótöltő pedig folyamatos feltöltöttséget biztosít. Egyetlen

feltöltéssel két héten keresztül élvezheti a rendszeres használatot, így utazás közben sem kell lemondania a friss, tiszta érzésről.

Utazótok és töltő



Az utazótokkal és a kompakt utazótöltővel bárhová könnyedén magával viheti FlexCare Platinum fogkefejét.

Műszaki adatok

Tápellátás

Feszültség: 110–220 V

Műszaki adatok

Működési idő (Telitől üresig): Akár 3 hét**

Akkumulátor: Újratölthető

Elem típusa: Lítium-ionos

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Szürke, csiszolt fehér borítással

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Kijelző: Világító kijelző

Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az akkumulátor

töltöttségi állapotát

Fogkefefej rendszer: Könnyen rápattintható kefefejek

Fogmosási idő: Akár 3 hét***

Tartozékok

Töltő: 1

Kefefejek: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare standard

Utazótok: 1

Markolatok: 1 FlexCare Platinum

UV-fertőtlenítő: 1

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

Teljesítmény: Akár 10-szer annyi lepedéket távolít el*

Egészségügyi előnyök: Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt

Nyomásérzékelő: A markolat rezgésével figyelmezteti a használat

Fehérítő hatás: Természetes módon távolítja el a szennyeződések

Időzítő: Quadpacer vezető és SmarTimer időzítő

Módok

3 intenzitási szint: Magas, Alacsony, Közepes

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

Deep Clean: Az élenkítő mélytisztításért

White: Eltávolítja a felületi lerakódásokat

