

PHILIPS

sonicare

AirFloss Pro/Ultra - nettoyage interdentaire

w/4500 ProtectiveClean manche

1 buse

1 tête de brosse



HX8424/31

Des gencives plus saines en 2 semaines garanties*

Conçu pour les personnes utilisant de la soie dentaire de façon irrégulière

Pour les personnes utilisant de la soie dentaire de façon irrégulière, le AirFloss Pro/Ultra**** est la façon la plus simple de nettoyer les zones interdentaires. Le AirFloss Pro/Ultra peut être utilisé avec du rinçage-bouche ou de l'eau et des essais cliniques ont démontré qu'il est aussi efficace que la soie dentaire pour la santé des gencives.**

Améliore la santé bucco-dentaire

- Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire***

Optimisez votre brossage

- Jusqu'à 100 % d'amélioration de la santé des gencives*****
- Vous alerte si vous appuyez trop fort
- La fonction Easystart permet de développer vos bonnes habitudes d'utilisation de votre Philips Sonicare
- Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse
- La technologie sonore avancée de Philips Sonicare

Technologie avancée

- Technologie qui allie air et micro-gouttelettes
- Canule haute performance
- Réglages personnalisables triple jet

Nettoie simplement et efficacement les espaces interdentaires

- Nettoie en 60 secondes seulement : visez, appuyez, nettoyez
- L'assurance quotidienne d'une bouche fraîche et propre

Caractéristiques

Améliore la santé des gencives



Les brins de haute qualité densément implantés procurent un brossage en douceur qui élimine la plaque dentaire le long des gencives, afin d'améliorer la santé des gencives jusqu'à 100 % plus efficacement qu'une brosse à dents manuelle, tandis que l'extrémité est spécialement conçue pour vous permettre d'atteindre facilement les dents du fond.

Surveillez votre pression de brossage



Un brossage trop énergique peut endommager vos dents et vos gencives. Pour éviter cela, votre brosse à dents Philips Sonicare ProtectiveClean produit de légères impulsions sonores pour vous rappeler d'appuyer moins fort.

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™



Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Mais notre technologie BrushSync™ mémorise vos durées de brossage et la pression exercée.

Lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse, un voyant sur le manche et un bip sonore vous alertent. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre tête de brosse est efficace.

Facilite l'apprentissage de bonnes habitudes




Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

La seule véritable technologie sonore




La technologie sonore avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire



AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.***

Technologie de micro-gouttelettes



Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.


Canule haute performance



La nouvelle canule haute performance AirFloss Ultra amplifie la puissance de notre technologie qui allie air et micro-gouttelettes, pour une efficacité inégalée.

Caractéristiques

Personnalisation triple jet



Personnalisez le puissant jet de votre AirFloss Ultra selon vos préférences, en optant pour des jets simples, doubles ou triples à chaque fois que vous appuyez sur le bouton d'activation.

Nettoie en 60 secondes seulement



Avec AirFloss Ultra, vous nettoyez la totalité de votre bouche en moins de 60 secondes par jour. Il vous suffit de sélectionner la fréquence du jet (simple, double ou triple). Maintenez le bouton d'activation enfoncé pour des jets continus automatiques, ou appuyez ponctuellement sur ce bouton pour le mode de jet manuel.

Une bouche fraîche et propre avec du bain de bouche



Versez du bain de bouche ou de l'eau dans le réservoir du manche, positionnez la pointe de guidage, et appuyez sur le bouton. Utilisez du bain de bouche pour une fraîcheur ultime associée à une action anti-microbienne.

Spécifications

Alimentation

Tension: Chargeur multitension

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Temps de charge: Charge complète en 24 heures

Design et finition

Couleur: Blanc avec des touches de gris, Blanc et menthe

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: LED sur le manche indiquant le niveau de charge

Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse facilement

Autonomie de la batterie: 1 à 3 semaines*****

Accessoires inclus

Manche: 1 ProtectiveClean

Têtes de brosse: 1 G2 Optimal Gum Care

Chargeur: 1

Concentrateur: 1

Manche AirFloss Ultra: 1

Performances de brossage

Bénéfices santé: Nettoie entièrement la bouche en 60 secondes, Des gencives plus saines en 2 semaines*

Performances: Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire**

Résultats cliniquement prouvés: Aussi efficace que le fil dentaire, pour des gencives plus saines,

pour une réduction de la plaque dentaire, pour réduire le saignement des gencives

Réglages personnalisables: Auto-burst ou jet manuel, Jet simple/double/triple***

Pour des résultats optimaux: Remplacer la canule tous les 6 mois

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Gum Care: Masse les gencives en douceur

Technologie de capteur intelligent

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™: Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse



* ou vous serez remboursé.

** * Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et un rinçage antimicrobien chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée; AirFloss a été conçu pour aider les personnes utilisant la soie dentaire de façon irrégulière à adopter une routine de nettoyage interdentaire saine au quotidien. Veuillez consulter les Q et R sous l'onglet Soutien pour plus de détails.

*** * Dans les zones traitées; en étude de laboratoire, les résultats réels dans la bouche peuvent varier

**** * AirFloss Ultra et Pro sont les mêmes produits mais peuvent être nommés différemment selon le pays et le canal.

***** * en fonction du réglage de jet utilisé

***** * par rapport à une brosse à dents manuelle