

# PHILIPS



Máscara nasal

DreamWear

Fitpack inclui armação e 4 almofadas

Conforto excepcional

Encaixe e vedação aprimorados

Durma em qualquer posição desejada



HH1111

## DreamWear®

### Máscara nasal com almofada debaixo do nariz

O design inovador\* da DreamWear oferece a liberdade e o conforto para dormir da maneira que você deseja.

#### **Liberdade de movimento**

- Para um sono mais natural
- Armação macia e flexível
- Design inovador para mais liberdade na terapia do sono
- Mais conforto com Dreamwear

#### **Design inovador**

- Estabilidade como nunca antes

#### **Sem marcas vermelhas na ponte do nariz**

- Almofada sob o nariz

#### **Visão desobstruída**

- Conexão do tubo na cabeça
- Leia sem restrições ou assista à TV

## Destaques

### Almofada sob o nariz



A almofada da máscara para suavemente sob o nariz, o que não causa pontos de pressão na ponte nasal e evita irritações desagradáveis da pele nas narinas.

### Um sono mais natural



A DreamWear combina as vantagens das máscaras de contato mínimo e das máscaras nasais, proporciona alto conforto e pode contribuir para o sucesso da terapia do sono.

### Conexão do tubo na cabeça



O ar expirado não é descarregado diretamente no nariz, mas no topo da cabeça. Esse posicionamento do tubo permite mais liberdade de movimento durante o sono. Os usuários


dizem que não precisam mais dormir em uma posição específica com a DreamWear, ou seja, têm mais liberdade. \*

### Leia ou assista à TV



Grças ao design aberto, a DreamWear oferece um campo de visão muito amplo, para que você possa facilmente usar óculos e ler, assistir à TV ou usar um tablet ou PC na cama antes de dormir.

### Armação macia e flexível



O material flexível, através do qual o ar flui, repousa suavemente sobre a pele, evita pontos de pressão e proporciona um encaixe confortável.

### Design inovador

O design inovador\* da DreamWear evita feridas de pressão e irritação da pele nas narinas e na ponte do nariz e permite ao usuário, além de um campo de visão desobstruído, maior liberdade de movimento através da conexão do tubo na cabeça.

### Mais conforto com Dreamwear

Usuários afirmaram que a DreamWear é mais confortável de usar do que a máscara prescrita anteriormente, pois é quase imperceptível.

## Especificações

### Design inovador

**Comfort and performance:** Redução de irritação na pele

### Especificações

**Operating pressure:** 4 -20 cmH2O

**Sound pressure level:** 18 dBA

**N° of parts:** Cinco

**Headgear material:** Espuma de uretano/nylon/elastano

**Frame material:** Policarbonato

**Frame/Elbow/Swivel material:** Policarbonato

### Serviço

**Garantia:** 90 dias

