

PHILIPS

sonicare



Szájzuhany

Power Flosser 3000

Quad Stream technológia

Rendkívül halk kialakítás

Impulzushullámok vezetnek menet közben



HX3711

Akár 180%-kal hatékonyabb* az egészségesebb fogínyért

Könnyed, alapos tisztítás

Élvezze a fogak közötti könnyed, alapos tisztítást, és javítsa fogínye egészségét. A Quad Stream technológiánk segítségével kevesebb erőfeszítéssel több területet fedhet le, míg a Pulse Wave technológia fogról fogra gyengéden vezeti Önt. Ilyen egyszerű.

An effortless clean with advanced technology

- Egyszerűen feltölthető 550ml-es tartály
- F3 Quad Stream fúvófej a maximális lefedettségért
- F1 Standard fúvófej a szokásos tisztításhoz
- A Pulse Wave technológia fogról fogra vezeti a felhasználót
- Rendkívül halk kialakítás a nagyszerű eredményekért, mások zavarása nélkül
- Quad Stream fej a maximális lefedettségért

Egyszerűen személyre szabható az igényeinek megfelelően

- 2 üzemmód, 10 intenzitási szint

Fénypontok

F3 Quad Stream fej



A maximális lefedettség és az extra alapos tisztítás érdekében használja a Quad Stream fúvókát, hogy a vizet négy széles sugárban irányítsa a fogak közé és az íny vonalára. A puha gumivezető kíméletes az ínyhez, és minden fúvóka egyszerűen fel- és lepattintható.

Fogról fogra vezet a felhasználót



A tisztító impulzusok rövid szünetei arra készítik a pácienseit, hogy a fúvófejet a következő fogközre csúsztassák, így biztosítva az egész száj tisztítását.

Rendkívül halk kialakítás




Diszkrét tisztításra tervezték, így páciensei mások zavarása nélkül érhetnek el nagyszerű eredményeket.

2 üzemmód, 10 intenzitási szint



Páciensei megtapasztalhatják a szükségleteikre szabott tisztaságot. A Clean (Tisztítás) üzemmód folyamatos vízáramlást használ a hatékony mindennapi tisztításhoz, a Deep Clean (Mélytisztítás) funkció különálló impulzusokat használ az alaposabb tisztításhoz.

F1 Standard fej



Standard fúvófej a fogak közötti erőteljes tisztításhoz, a lepedék és a szennyeződés eltávolításához.

F3 Quad Stream fej



A maximális lefedettség és az extra alapos tisztítás érdekében használja a Quad Stream fúvókát, hogy a vizet négy széles sugárban irányítsa a fogak közé és az íny vonalára. A puha gumivezető kíméletes az ínyhez, és minden fúvóka egyszerűen fel- és lepattintható.

550ml-es tartály



A 550 ml-es, egyszerűen felpattintható fedéllel ellátott tartály elegendő vizet tartalmaz egy tisztításhoz. Az újratöltéshez egyszerűen emelje ki, töltsen meg, majd pattintsa vissza.

Műszaki adatok

Tápellátás

Feszültség: Többfeszültségű töltő

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Fúvócső: Egyszerűen fel- és lepattintható

Teljesítmény

Tisztítás: A teljes száj megtisztítása 60–90 másodperc alatt

Tartozékok

F1 Standard fej: 1

F3 Quad Stream fej: 1

Elektromos fogköztisztító: 1

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

Deep Clean+: Az élénkítő mélytisztításért

Intenzitási szintek: 10

Egészségügyi előnyök

Lepedék eltávolítás: Akár 3-szor olyan hatékony**

Gum health: Akár 180%-kal hatékonyabb*



* a fogselyemmel szemben. A Quad Stream fúvófej használata mellett, 8. beállítással, kézi fogkefére, közepes és súlyos fogínygyulladásban szenvedő betegeknél, szemben a hagyományos kézi fogkefe és fogselyem használatával.

** a fogselyemhez képest a fogak közötti és a fogíny mentén történő lepedékeltávolítás terén a Quad Stream hegy használata mellett, 8. beállítással, kézi fogkefére, közepes és súlyos fogínygyulladásban szenvedő betegeknél, szemben a hagyományos kézi fogkefe és fogselyem használatával.